

Catálogo de repuestos

Farmacapsulas
Colombia

GKF 2600

Máquina de llenado y cerrado de cápsulas



BOSCH

Versión 1.0

06.2018

Año de construcción

2018

Nº de serie

745632

No. de pedido total

3100000211

Robert Bosch

Packaging Technology GmbH

Stuttgarter Str. 130

71332 Waiblingen

Germany

www.boschpackaging.com

© Robert Bosch Packaging Technology GmbH 2018

Todos los derechos reservados, incluso cualquier traspaso, explotación, reproducción, edición, distribución, así como para los casos de solicitudes para derechos de propiedad industrial.

Estos documentos son solamente para los compradores de nuestras máquinas y no deberán ser entregados, ni comunicados a terceras personas o reproducidos sin autorización por escrito.

¿Cuáles son las piezas que contiene el catálogo de piezas de recambio?

El catálogo de piezas de recambio contiene exclusivamente piezas de recambio con identificación AB. No obstante, existe la posibilidad de pedir a Bosch piezas sin identificación AB.

Los componentes del panel de mando y del armario eléctrico figuran en una documentación electrónica adicional.

¿Cómo están clasificadas las piezas de recambio?

Existen dos clases:

A	Pieza de desgaste
B	Pieza de recambio

¿Cómo encontrar una pieza en concreto?

El número de pieza figura escrito en la pieza

Todas las piezas fabricadas por Bosch están identificadas con un número de pieza de 10 dígitos. Simplemente se trata de leer el número que figura en la pieza.

Buscar un número de pieza en el catálogo

Si la lectura de algún número de pieza no resultara posible, se puede determinar mediante el catálogo de piezas de recambio.

Toda la estructura del catálogo de piezas de recambio aparece de forma clasificada en el índice de materias.

Busque aquí el grupo constructivo deseado y cambie a la página indicada.

Con la ayuda de la lista de piezas y el (los) dibujo(s) que eventualmente aparecen, es posible determinar el número de pieza, la designación, la cantidad y la identificación de la pieza de recambio.



INDICACIÓN

A fin de garantizar el funcionamiento seguro de su máquina/instalación recomendamos que utilice exclusivamente las piezas de recambio originales suministradas por Bosch.

Bosch le garantiza la calidad de estas piezas.

Le recomendamos una inspección periódica de su máquina con la asistencia de un técnico de mantenimiento de Bosch que también le podrá asesorar con el pedido de las piezas de recambio.

Indicación acerca de los dibujos

Puede ocurrir que aparezcan piezas con sus números en un dibujo, pero que no figuren en la correspondiente lista de piezas.

En este caso se trata de piezas sin identificación de pieza de recambio o de variantes que no se utilizan en esta máquina.

E-Portal: ¡Pida sus piezas de recambio en línea!

El E-Portal es la plataforma en línea de información y pedidos para las piezas de recambio de Bosch Packaging Services.

Gracias a la orientación al cliente de este portal y específica para cada máquina, los pedidos de las piezas de recambio se realizan de forma muy sencilla.

Todos los empleados de su empresa que participan en procesos de decisión tienen acceso a la información relevante en función de sus necesidades.

Tiene a su disposición detallada información sobre los artículos y posibilidades de realizar los pedidos directamente las 24 horas del día en varios idiomas.

Puede acceder al E-Portal a través de la página web de Bosch Packaging Services en la pestaña "E-Portal" o directamente en:

<https://eportal.boschpackaging.com>

Aquí puede iniciar una sesión a través de la pantalla de login.

[Iniciar sesión](#) | [Español](#) ▼

E-Portal Bosch Packaging Services  Innovación para tu vida



Iniciar sesión usuario E-Portal
Por favor utilice una de las opciones mencionadas a continuación

Iniciar sesión usuario E-Portal 
Nombre de usuario:
Contraseña:
> Iniciar sesión

Contraseña olvidada
Ha olvidado su contraseña? Puede solicitar una nueva contraseña.
> [Solicitar nueva contraseña](#)

Primer inicio de sesión
Quiere ser usuario de E-portal? Por favor regístrese ahora.
> [Ir a la registración inicial](#)

1 GKF 2600 FARMACAPSULAS 745632	6
1.1 Módulos básicos Grundbaugruppen	7
1.1.1 Despiece de montaje Montagestückliste	8
1.1.1.1 Bastidor Gestell	10
1.1.1.1.1 Puerta de soporte 1 completa Gestelltüre 1 komplett	13
1.1.1.1.1.1 Puerta de soporte 1 izquierda Gestelltüre 1 links	14
1.1.1.1.2 Puerta de soporte 2 completa Gestelltüre 2 komplett	15
1.1.1.1.2.1 Puerta de soporte 2 derecha Gestelltüre 2 rechts	16
1.1.1.1.3 Puerta de soporte 3 completa Gestelltüre 3 komplett	17
1.1.1.1.3.1 Puerta de soporte 3 izquierda Gestelltüre 3 links	18
1.1.1.1.4 Puerta de soporte 4 completa Gestelltüre 4 komplett	19
1.1.1.1.4.1 Puerta de soporte 4 derecha Gestelltüre 4 rechts	20
1.1.1.1.5 Tapa trasera completa Heckdeckel komplett	21
1.1.1.2 Cabina Kabine	22
1.1.1.2.1 Mecanismo de puerta Türmechanik	27
1.1.1.2.2 Puerta de protección Schutztüre	29
1.1.1.3 Claxon Hupe	30
1.1.1.4 Cubierta de tubo de alimentación Abdeckung Zuführrohr	32
1.1.1.5 Accionamiento principal (grupo básico) Hauptantrieb (Grundgruppe)	33
1.1.1.5.1 Polea tensora M60/120-0 Spannrolle M60/120-0	36
1.1.1.5.2 Barra articulada-A Gelenkstange-A	37
1.1.1.5.3 Barra articulada-A Gelenkstange-A	38
1.1.1.6 Accionamiento de la estación de dosificación de polvo (grupo básico) Antrieb Pulverdosiervstation (Grundgruppe)	39
1.1.1.6.1 Leva para corredera Kurve Schieber	41
1.1.1.6.2 Polea tensora M60/120-0 Spannrolle M60/120-0	42
1.1.1.7 Accionamiento estación de dosificación de polvo, grupo de complemento Antrieb Pulverdosiervstation (Ergänzungsgruppe)	43
1.1.1.8 Grupo básico concentricidad de segmento Grundgruppe Segmentrundlauf	45
1.1.1.8.1 Fijador parte inferior, compl. Halter Unterteil komplett	47
1.1.1.9 Leva de segmento Segmentkurve	48
1.1.1.10 Accionamiento alimentación del polvo Antrieb Pulverzuführung	50
1.1.1.11 Alimentación del polvo (grupo básico) Pulverzuführung (Grundgruppe)	52
1.1.1.12 Consulta a la tolva de polvo Abfrage an Pulvertrichter	54
1.1.1.13 Sensor Sensor	56
1.1.1.14 Estación de clasificación con estación de separación completa Sortierstation mit Trennstation komplett	58
1.1.1.14.1 Soporte de magazines Magazinträger	62

1.1.1.14.2	Bloque de separación de la primera estación Trennblock erste Station	63
1.1.1.14.3	Bloque de separación de la segunda estación Trennblock zweite Station	65
1.1.1.15	Estación de clasificación con ASB (grupo complementario) Sortierstation mit ASB (Ergänzungsgruppe)	67
1.1.1.15.1	Habilitación de cápsulas en el almacén Kapselfreischaltung am Magazin	69
1.1.1.16	Vacío de la estación de separación estándar Vakuum Trennstation Standard	71
1.1.1.16.1	Filtro de vacío Vakuumfilter	73
1.1.1.17	Accionamiento de leva de la estación de separación Kurvenantrieb Trennstation	74
1.1.1.18	Estación de dosificación de polvo del grupo básico Pulverdosiervstation Grundgruppe	76
1.1.1.18.1	Anillo básico completo Grundring komplett	79
1.1.1.18.2	Aspiración Absaugung	81
1.1.1.19	Soporte para rascador completo Halter für Abstreifer komplett	83
1.1.1.20	Sistema de alojamiento de corredera Schieber-Auflagesystem	85
1.1.1.21	Regulación del disco dosificador arriba Dosierscheibenverstellung oben	87
1.1.1.22	Guía de punzón completa Stempelführung komplett	89
1.1.1.23	Campana de traspaso Glocke Übergabe	91
1.1.1.24	Campana alojamiento de pistones de compresión Glocke Stopfstempelaufnahme	93
1.1.1.25	Brida completa con corredera (grupo básico) Flansch komplett mit Schieber (Grundgruppe)	95
1.1.1.26	Exploración nivel de polvo Tastung Pulverniveau	97
1.1.1.27	Expulsión de cápsulas defectuosas Fehlerkapselausstoß	100
1.1.1.28	Cápsula defectuosa de la estación 7 (grupo complementario) Fehlerkapsel Station 7 (Ergänzungsgruppe)	102
1.1.1.29	Estación de cierre (grupo básico) Schließstation (Grundgruppe)	104
1.1.1.30	Estación de cierre de cápsulas con exploración (grupo complementario) Schließstation mit Tastung (Ergänzungsgruppe)	106
1.1.1.31	Estación de cerrado, grupo de complemento Schließstation (Ergänzungsgruppe)	108
1.1.1.32	Expulsión de cápsulas conformes (grupo básico) Gutkapselausstoß (Grundgruppe)	110
1.1.1.33	Expulsión de cápsulas conformes (grupo complementario de la expulsión de cápsula única) Gutkapselausstoß (Ergänzungsgruppe Einzelkapselausstoß)	112
1.1.1.34	Expulsión de cápsulas conformes (grupo complementario) Gutkapselausstoß (Ergänzungsgruppe)	114
1.1.1.35	Estación de limpieza de segmentos grupo básico Segmentreinigungsstation (Grundgruppe)	116
1.1.1.35.1	Portatoberas Düsenhalter	119
1.1.1.36	Estación de limpieza de segmentos reforzada (grupo complementario) Segmentreinigungsstation verstärkt (Ergänzungsgruppe)	120
1.1.1.37	Grupo neumático (grupo básico) Pneumatik (Grundgruppe)	122
1.2	Módulos estándar específicos al pedido Auftragsbezogene Standard-Baugruppen	126
1.2.1	Accionamiento de la estación dosificadora desconectable (grupo complementario) Antrieb abschaltbare Dosierstation (Ergänzungsgruppe)	127
1.2.2	Accionamiento de la estación dosificadora desconectable (grupo complementario) Antrieb abschaltbare Dosierstation (Ergänzungsgruppe)	129
1.2.3	Unidad neumática de la suspensión de compresión Pneumatikeinheit Stopffederung	130
1.2.4	Campana de la suspensión neumática Glocke pneumatische Federung	132
1.2.5	Regulación del disco dosificador por motor (grupo complementario) Dosierscheibenverstellung motorisch (Ergänzungsgruppe)	134

1.2.6	Regulación eléctrica del disco dosificador (grupo complementario) Verstellung Dosierscheibe elektrisch (Ergänzungsgruppe).....	136
1.2.7	Agitador de polvo completo con tornillo sinfín Pulverrührer mit Schnecke komplett.....	137
1.2.7.1	Árbol mezclador completo Rührerwelle komplett.....	139
1.2.8	Exploración de la parte superior Oberteiltastung.....	140
1.2.9	Transportador de cápsulas vacías Leerkapselförderer.....	142
1.2.10	Bomba de vacío Vakuumpumpe.....	146
1.2.10.1	Bomba de vacío ELMO-G Vakuumpumpe ELMO-G.....	148
1.2.11	Manguera de la aspiradora de polvo completa Staubsaugerschlauch komplett.....	149
1.3	Módulos de formato Format-Baugruppen.....	150
1.3.1	Piezas de formato tamaño de cápsula 0 Formatteile Kapselgröße 0.....	151
1.3.1.1	Formato de segmento, tamaño de cápsula 0 Segmentformat Kapselgröße 0.....	152
1.3.1.2	Formato de clasificación, tamaño de cápsula 0 Sortierformat Kapselgröße 0.....	154
1.3.1.3	Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 0 Gutkapselausstoß Kapselgröße 0.....	156
1.3.2	Piezas de formato, tamaño de cápsula 1 Formatteile Kapselgröße 1.....	158
1.3.2.1	Formato de segmento, tamaño de cápsula 1 Segmentformat Kapselgröße 1.....	159
1.3.2.2	Formato de clasificación, tamaño de cápsula 1 Sortierformat Kapselgröße 1.....	161
1.3.2.3	Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 1 Gutkapselausstoß Kapselgröße 1.....	163
1.3.3	Piezas de formato tamaño de cápsula 2 Formatteile Kapselgröße 2.....	165
1.3.3.1	Formato de segmento, tamaño de cápsula 2 Segmentformat Kapselgröße 2.....	166
1.3.3.2	Formato de clasificación, tamaño de cápsula 2 Sortierformat Kapselgröße 2.....	168
1.3.3.3	Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 2 Gutkapselausstoß Kapselgröße 2.....	170
1.3.4	Piezas de formato, tamaño de cápsula 3 Formatteile Kapselgröße 3.....	172
1.3.4.1	Formato de segmento, tamaño de cápsula 3 Segmentformat Kapselgröße 3.....	173
1.3.4.2	Formato de clasificación, tamaño de cápsula 3 Sortierformat Kapselgröße 3.....	175
1.3.4.3	Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 3 Gutkapselausstoß Kapselgröße 3.....	177
1.3.5	Disco dosificador ajustable tamaño de cápsula 0 Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 0.....	179
1.3.6	Disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 1 Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 1.....	180
1.3.7	Disco dosificador ajustable tamaño de cápsula 2 Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 2.....	181
1.3.8	Disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 3 Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 3.....	182
1.3.9	Pistón de compresión fijo tamaño de cápsula 1, ajustable tamaño de cápsula 0 Stopfstempel starr Kapselgröße 1, verstellbar Kapselgröße 0.....	183
1.3.10	Pistón de compresión, disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 1 Stopfstempel verstellbare Dosierscheibe Kapselgröße 1.....	185
1.3.11	Pistón de compresión, disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 2 Stopfstempel verstellbare Dosierscheibe Kapselgröße 2.....	186
1.3.12	Pistón de compresión, disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 3 Stopfstempel verstellbare Dosierscheibe Kapselgröße 3.....	187
1.3.13	Chapas de empujador para el formato de cápsula 1 Schieberbleche Kapselgröße 1.....	188
1.3.14	Piezas de formato para el deflector tamaño de la cápsula 0 Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 0.....	190
1.3.15	Piezas de formato para el deflector, tamaño de cápsula 1 Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 1.....	192

1.3.16	Piezas de formato para el deflector tamaño de la cápsula 2 Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 2.....	193
1.3.17	Piezas de formato para el deflector, tamaño de la cápsula 3 Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 3.....	194

1 | -/-

GKF 2600 FARMACAPSULAS 745632

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-451	Módulos básicos Grundbaugruppen		1ST	
8-104-322-481	Módulos estándar específicos al pedido Auftragsbezogene Standard-Baugruppen		1ST	
8-104-322-483	Módulos de formato Format-Baugruppen		1ST	

1.1 | 8-104-322-451

Módulos básicos
Grundbaugruppen

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-444	Despiece de montaje Montagestückliste		1ST	

1.1.1 | 8-104-322-444

Despiece de montaje
Montagestückliste

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-099	Bastidor Gestell		1ST	
8-104-322-097	Cabina Kabine		1ST	
8-104-309-818	Claxon Hupe		1ST	
8-104-322-002	Cubierta de tubo de alimentación Abdeckung Zuführrohr		3ST	
8-104-322-030	Accionamiento principal (grupo básico) Hauptantrieb (Grundgruppe)		1ST	
8-104-322-031	Accionamiento de la estación de dosificación de polvo (grupo básico) Antrieb Pulverdosierstation (Grundgruppe)		1ST	
8-104-322-107	Accionamiento estación de dosificación de polvo, grupo de complemento Antrieb Pulverdosierstation (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-322-010	Grupo básico concentricidad de segmento Grundgruppe Segmentrundlauf		1ST	
8-104-322-014	Leva de segmento Segmentkurve		1ST	
8-104-322-120	Accionamiento alimentación del polvo Antrieb Pulverzuführung		1ST	
8-104-322-118	Alimentación del polvo (grupo básico) Pulverzuführung (Grundgruppe)		1ST	
8-104-322-104	Consulta a la tolva de polvo Abfrage an Pulvertrichter		1ST	
8-104-309-884	Sensor Sensor		1ST	
8-104-324-975	Estación de clasificación con estación de separación completa Sortierstation mit Trennstation komplett		1ST	
8-104-322-053	Estación de clasificación con ASB (grupo complementario) Sortierstation mit ASB (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-322-190	Vacío de la estación de separación estándar Vakuum Trennstation Standard		1ST	
8-104-322-066	Accionamiento de leva de la estación de separación Kurvenantrieb Trennstation		1ST	
8-104-322-106	Estación de dosificación de polvo del grupo básico Pulverdosierstation Grundgruppe		1ST	
8-104-322-113	Soporte para rascador completo Halter für Abstreifer komplett		1ST	
8-104-309-887	Sistema de alojamiento de corredera Schieber-Auflagesystem		1ST	
8-104-322-112	Regulación del disco dosificador arriba Dosierscheibenverstellung oben		1ST	
8-104-322-105	Guía de punzón completa Stempelführung komplett		1ST	
8-104-322-122	Campana de traspaso Glocke Übergabe		1ST	
8-104-322-123	Campana alojamiento de pistones de compresión Glocke Stopfstempelaufnahme		3ST	
8-104-309-885	Brida completa con corredera (grupo básico) Flansch komplett mit Schieber (Grundgruppe)		1ST	
8-104-232-782	Exploración nivel de polvo Tastung Pulverniveau		1ST	
8-104-322-022	Expulsión de cápsulas defectuosas Fehlerkapselausstoß		1ST	
8-104-322-024	Cápsula defectuosa de la estación 7 (grupo complementario) Fehlerkapsel Station 7 (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-322-042	Estación de cierre (grupo básico) Schließstation (Grundgruppe)		1ST	
8-104-322-040	Estación de cierre de cápsulas con exploración (grupo complementario) Schließstation mit Tastung (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-232-538	Estación de cerrado, grupo de complemento Schließstation (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-322-036	Expulsión de cápsulas conformes (grupo básico) Gutkapselausstoß (Grundgruppe)		1ST	

1.1.1 | 8-104-322-444


Despiece de montaje
Montagestückliste


8-104-322-080	Expulsión de cápsulas conformes (grupo complementario de la expulsión de cápsula única) Gutkapselausstöß (Ergänzungsgruppe Einzelkapselausstöß)		1ST	
8-104-322-069	Expulsión de cápsulas conformes (grupo complementario) Gutkapselausstöß (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-322-033	Estación de limpieza de segmentos grupo básico Segmentreinigungsstation (Grundgruppe)		1ST	
8-104-322-041	Estación de limpieza de segmentos reforzada (grupo complementario) Segmentreinigungsstation verstärkt (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-322-086	Grupo neumático (grupo básico) Pneumatik (Grundgruppe)		1ST	

1.1.1.1 | 8-104-322-099

Bastidor
Gestell

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-161	Puerta de soporte 1 completa Gestelltüre 1 komplett		1ST	
8-104-322-162	Puerta de soporte 2 completa Gestelltüre 2 komplett		1ST	
8-104-322-163	Puerta de soporte 3 completa Gestelltüre 3 komplett		1ST	
8-104-322-164	Puerta de soporte 4 completa Gestelltüre 4 komplett		1ST	
8-104-322-165	Tapa trasera completa Heckdeckel komplett		1ST	
8-108-148-977	Manguera AIRDUC PUR 351 EL Schlauch AIRDUC PUR 351 EL	70X4,5	1ST	A
8-108-157-482	Talón a bayoneta Bajonett-Nase	38MM	4ST	B
8-108-178-979	Cable de conexión 7000-13221-6431000 Anschlusskabel 7000-13221-6431000		4ST	B
8-108-180-219	Sensor de seguridad Adam con información DYN M12-5 Sicherheitssensor Adam DYN-Info M12-5		4ST	B
8-108-179-810	Sensor de seguridad Eva General code Sicherheitssensor Eva General code		4ST	B





1.1.1.1.1 | 8-104-322-161

Puerta de soporte 1 completa
Gestelltüre 1 komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-309-751	Puerta de soporte 1 izquierda Gestelltüre 1 links		1ST	
8-108-147-736	Cierre de aldabilla n.º BOS0000218719 Vorreiberschloss Nr. BOS0000218719	VKT8	1ST	B
8-108-147-523	Lengüeta de cierre n.º 3070-0304-32-00 Schliesszunge Nr.3070-0304-32-00	B=30	1ST	B
8-108-198-579	Perfil de junta de puerta EPDM Türdichtprofil EPDM	8,6X26	1ST	B

1.1.1.1.1.1 | 8-104-309-751

Puerta de soporte 1 izquierda
Gestelltüre 1 links

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-136-301	Mango acodado n.º 0-54-117-0 Winkelgriff Nr. 0-54-117-0		1ST	B

1.1.1.1.2 | 8-104-322-162

Puerta de soporte 2 completa
Gestelltüre 2 komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-309-752	Puerta de soporte 2 derecha Gestelltüre 2 rechts		1ST	
8-108-147-736	Cierre de aldabilla n.º BOS0000218719 Vorreiberschloss Nr. BOS0000218719	VKT8	1ST	B
8-108-147-523	Lengüeta de cierre n.º 3070-0304-32-00 Schliesszunge Nr.3070-0304-32-00	B=30	1ST	B
8-108-198-579	Perfil de junta de puerta EPDM Türdichtprofil EPDM	8,6X26	1ST	B

1.1.1.1.2.1 | 8-104-309-752

Puerta de soporte 2 derecha
Gestelltüre 2 rechts

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-136-301	Mango acodado n.º 0-54-117-0 Winkelgriff Nr. 0-54-117-0		1ST	B

1.1.1.1.3 | 8-104-322-163

Puerta de soporte 3 completa
Gestelltüre 3 komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-309-753	Puerta de soporte 3 izquierda Gestelltüre 3 links		1ST	
8-108-147-736	Cierre de aldabilla n.º BOS0000218719 Vorreiberschloss Nr. BOS0000218719	VKT8	1ST	B
8-108-147-523	Lengüeta de cierre n.º 3070-0304-32-00 Schliesszunge Nr.3070-0304-32-00	B=30	1ST	B
8-108-198-579	Perfil de junta de puerta EPDM Türdichtprofil EPDM	8,6X26	1ST	B

1.1.1.1.3.1 | 8-104-309-753

Puerta de soporte 3 izquierda
Gestelltüre 3 links

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-136-301	Mango acodado n.º 0-54-117-0 Winkelgriff Nr. 0-54-117-0		1ST	B

1.1.1.1.4 | 8-104-322-164

Puerta de soporte 4 completa
Gestelltüre 4 komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-309-754	Puerta de soporte 4 derecha Gestelltüre 4 rechts		1ST	
8-108-147-736	Cierre de aldabilla n.º BOS0000218719 Vorreiberschloss Nr. BOS0000218719	VKT8	1ST	B
8-108-147-523	Lengüeta de cierre n.º 3070-0304-32-00 Schliesszunge Nr.3070-0304-32-00	B=30	1ST	B
8-108-198-579	Perfil de junta de puerta EPDM Türdichtprofil EPDM	8,6X26	1ST	B

1.1.1.1.4.1 | 8-104-309-754

Puerta de soporte 4 derecha
Gestelltüre 4 rechts

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-136-301	Mango acodado n.º 0-54-117-0 Winkelgriff Nr. 0-54-117-0		1ST	B

1.1.1.1.5 | 8-104-322-165


Tapa trasera completa
Heckdeckel komplett


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-147-736	Cierre de aldabilla n.º BOS0000218719 Vorreiberschloss Nr. BOS0000218719	VKT8	1ST	B
8-108-147-521	Lengüeta de cierre n.º 3070-0304-20-00 Schliesszunge Nr. 3070-0304-20-00	B=22	1ST	B
8-104-308-468	Tapón de cierre Verschlussstopfen	D=16	1ST	B

1.1.1.2 | 8-104-322-097

Cabina
Kabine

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-101	Mecanismo de puerta Türmechanik		1ST	
8-104-322-096	Puerta de protección Schutztüre		4ST	B
8-104-222-521	Distancia Distanz		2ST	A
8-108-145-810	Mango con asa izquierda Bügelgriff links	202X22	1ST	B
8-108-145-810	Mango con asa izquierda Bügelgriff links	202X22	1ST	B
8-108-191-649	Anillo V-180S NBR V-Ring V-180S NBR		1ST	A
8-108-137-431	Anillo V-120S NBR V-Ring V-120S NBR		4ST	A
8-108-180-159	Iluminación de la máquina MSAL 90 S Maschinenleuchte MSAL 90 S		1ST	B
8-108-168-066	Conector de enchufe circular serie 713 de 5 polos Rund-Steck-Verbinder Serie 713 5-polig		1ST	B
8-108-126-821	Anillo en O O-Ring	8X3	4ST	A





Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschallbad gereinigt werden.


Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Stückliste
parts list: 8-104-322-097
Freitag, 12. Mai 2017 16:37:50

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage									
DIN ISO 2768-mH									
Für nicht tolerierte Maße gilt:									
Maßbereich	über	1	6	30	120	400	1000	2000	
Abmaße in mm	bis	6	30	120	400	1000	2000	4000	
		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	
nach DIN ISO 13715									
Bleiche	bis 1,5 mm	± 0.1	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	
Dicke									

01				105					
00				105					
		01.10.2014	Sotec	to	105	09.10.2014	Sotec	to	M_Kuhnle
Rev		Change/Aend.	DDMMYYYY	Drawn/Gez.	BWN	DDMMYYYY	Checked/Gepr.	Released/Freig.	See BOSCH PA guideline 9_0412 BOSCH PA Richtlinie 9_0412 beachten
Treatment/									Material
Behandlung									Werkstoff
Origin/Ursprung									
Machine type/Maschinentyp		GKF 2600							Material class 892009000
Lang./Spr.		en/de							Sheet/Blatt 3 / 6
Wght./Gew.		701.10kg							
Scale/Mstab		1:20							
		group layout GRPL Kabine ohne Tischplatte GrGr							
		8-104-324-072							
		DP/TD							
		Rev. 01							Format A2





(c) Robert Bosch GmbH. All rights reserved. also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

(c) Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschallbad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Stückliste
parts list: 8-104-322-097

Freitag, 12. Mai 2017 16:37:50

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage									
DIN ISO 2768-mH									
Für nicht tolerierte Maße gilt:									
Maßbereich	über	1	6	30	120	400	1000	2000	
Abmaße in mm	bis	6	30	120	400	1000	2000	4000	
		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	
nach DIN ISO 13715									
Bleiche	bis 1.5 mm	± 0.1	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	
Dicke									

01				105					
00				105					
		01.10.2014	Sotec_to	105	09.10.2014	Sotec_to	M_Kuhnle	See BOSCH PA guideline 9_0412	
Rev	Change/Änd.	DDMMYYYY	Drawn/Gez.	BWN	DDMMYYYY	Checked/Gepr.	Released/Freig.	BOSCH PA Richtlinie 9_0412 beachten	
Treatment /								Material	
Behandlung								Werkstoff	
Origin/Ursprung								Material class	
Machine type/Maschinentyp								892009000	
Lang./Spr.								Sheet/Blatt	
en/de								6 / 6	
Wght./Gew.								Rev.	
701.10kg								01	
Scale/Mstab								Format	
1:20								A2	
BOSCH								DP/TD	
Syst. SW								DocType	
DRW								8-104-324-072	
								01	

1.1.1.2.1 | 8-104-322-101

Mecanismo de puerta
Türmechanik

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-101-200-217	Casquillo deslizante Gleitbuchse	16/18X20	16ST	A
8-108-106-065	Disco de arranque Delrin Anlaufscheibe Delrin	12,2/22X1	16ST	B
8-108-115-655	Muelle de gas G1428008530297AG43AU270 1150N/4 Gasfeder G1428008530297AG43AU270 1150N/4		8ST	A
8-108-106-068	Disco de arranque Delrin Anlaufscheibe Delrin	16,2/27,8X1,5	16ST	B
8-108-167-256	Interruptor de seguridad TV10S 335-02z Sicherheitsschalter TV10S 335-02z		4ST	B
8-108-174-328	Aparato adaptador Tina 3A Anpassungsgerät Tina 3A		4ST	B
8-108-178-979	Cable de conexión 7000-13221-6431000 Anschlusskabel 7000-13221-6431000		4ST	B



1.1.1.2.2 | 8-104-322-096

Puerta de protección
Schutztüre

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-145-809	Mango con asa derecha Bügelgriff rechts	300X26	1ST	B
8-108-113-842	Junta Dichtung	6,6X7,25	1ST	A

1.1.1.3 | 8-104-309-818

Claxon
Hupe

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-177-587	Avisador acústico PA 1 Schallgeber PA 1		1ST	B



1.1.1.4 | 8-104-322-002

Cubierta de tubo de alimentación
Abdeckung Zuführrohr

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-308-526	Placa de filtro DN100 Filterplatte DN100		1ST	A
8-108-142-725	Grapa Klammer	DN100	1ST	B

1.1.1.5 | 8-104-322-030

Accionamiento principal (grupo básico)
Hauptantrieb (Grundgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-307-130	Eje Achse		1ST	B
8-104-307-395	Arbol principal Hauptwelle		1ST	B
8-108-178-806	Rodamiento ranurado de bolas 3212-2RS Schräggugellager 3212-2RS	60/110X36,5	1ST	A
8-108-137-447	Rodamiento ranurado de bolas 3214-2RS Schräggugellager 3214-2RS	70/125X39,7	1ST	B
8-103-710-718	Tuerca ranurada KM12 11H Nut-Mutter KM12 11H	M60X2	1ST	A
8-108-115-525	Chapa de seguridad MB12 Sicherungsblech MB12	60/86X1,5	1ST	B
8-109-514-579	Chaveta paralela AS Passfeder AS	8X7X32	1ST	B
8-109-514-576	Chaveta paralela AS Passfeder AS	8X7X18	1ST	B
8-104-238-307	Rueda dentada recta Z=60 Zahnriemenrad Z=60		1ST	B
8-108-136-290	Casquillo de sujeción CAL-PB Spannbuchse CAL-PB	D70/90	1ST	B
8-104-307-396	Arbol principal Hauptwelle		1ST	B
8-108-100-054	Rodamiento ranurado de bolas 6208-2Z Rillenkugellager 6208-2Z	40/80X18	1ST	B
8-104-235-144	Polea para correa dentad Z=64 Zahnriemenrad Z=64		1ST	B
8-104-307-351	Polea para correa dentad Z=64 Zahnriemenrad Z=64		1ST	B
8-108-132-639	Soltar el juego de tensión (7006) Spannsatz ECOLOC 7006	40X65X23	1ST	B
8-108-136-292	Correa dentada Z=150 1200-8M-30 Zahnriemen Z=150 1200-8M-30		1ST	A
8-108-100-056	Rodamiento ranurado de bolas 6209-2Z Rillenkugellager 6209-2Z	45/85X19	1ST	B
8-104-307-177	Soporte del rodillo tensor del accionamiento de cápsulas Halter Spannrolle Kapselantrieb		1ST	B
8-108-136-806	Polea tensora M60/120-0 Spannrolle M60/120-0	D120	1ST	B
8-104-307-170	Rueda dentada recta Z=60 Zahnriemenrad Z=60		1ST	B
8-108-132-639	Soltar el juego de tensión (7006) Spannsatz ECOLOC 7006	40X65X23	1ST	B
8-104-307-168	Disco de leva para cierre Kurvenscheibe Schließen		1ST	B
8-108-136-239	Rodillo de la pinza Zapfenlaufrolle		4ST	A
8-104-235-115	Disco de leva para cápsulas no conformes Kurvenscheibe Fehlerkapseln		1ST	B
8-104-235-120	Disco de leva para estación de clasificación y distribución Kurvenscheibe Sortierstation		1ST	B
8-104-235-106	Palanca para estación de cierre Hebel zur Schließstation		1ST	B
8-108-131-087	Rodamiento ranurado de bolas 6006-2RS1NR Rillenkugellager 6006-2RS1NR	30/55X13	8ST	A
8-108-107-207	Bulón hexagonal Sechskantbolzen	12/M12	5ST	B
8-108-101-392	Cabezal articulado A Gelenkkopf-A	12/M12	1ST	A
8-108-101-374	Cabezal articulado-I KJ12D Gelenkkopf-I KJ12D	12/M12	1ST	A
8-104-235-116	Palanca para estación de expulsión de cápsulas no conformes Hebel zur Fehlerkapselstation		1ST	B
8-108-116-051	Barra articulada-A Gelenkstange-A	12/M12 L216-240	1ST	B

1.1.1.5 | 8-104-322-030

Accionamiento principal (grupo básico)
Hauptantrieb (Grundgruppe)

8-104-307-129	Palanca de la estación de clasificación Hebel Sortierstation		1ST	B
8-108-116-051	Barra articulada-A Gelenkstange-A	12/M12 L216-240	1ST	B
8-104-236-324	Palanca con respecto a la curva Hebel zu Kurve		1ST	B
8-108-148-013	Engranaje planetario PLN115-12/ELAU SH140 Planetengetriebe PLN115-12/ELAU SH140		1ST	B
8-104-238-305	Rueda de correa dentada Z=45 DB=60H7 Zahnriemenrad Z=45 DB=60H7		1ST	B
8-108-148-303	Correa dentada CXP 8M-960-50 HTD Zahnriemen CXP 8M-960-50 HTD		1ST	A
8-108-149-208	Muelle de compresión Druckfeder	1,5/25X45	1ST	A
8-108-137-135	Acoplamiento elástico 10H7 315-050-2-3 Elastische Kupplung D=10H7 315-050-2-3	D10H7	1ST	B
8-109-521-634	Servomotor AC SH140/30200 AC-Servomotor SH140/30200		1ST	B
8-108-177-348	Codificador angular AFS60A-S4EB262144 Winkelkodierer AFS60A-S4EB262144		1ST	B
8-108-166-045	Acoplamiento recto con 10 m de cable, 3 hilos Kupplung gerade mit 10m Kabel, 3-adrig		1ST	B



1.1.1.5.1 | 8-108-136-806

Polea tensora M60/120-0
Spannrolle M60/120-0

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-105-054-062	Rodamiento ranurado de bolas 6012-2RS Rillenkugellager 6012-2RS	60/95X18	2ST	B

1.1.1.5.2 | 8-108-116-051

Barra articulada-A
Gelenkstange-A

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-106-988	Barra articulada-E Gelenkstange-E	M12/M12L L160	1ST	B
8-108-101-374	Cabezal articulado-I KJ12D Gelenkkopf-I KJ12D	12/M12	1ST	A
8-108-101-383	Cabezal articulado I KJL12D Gelenkkopf-I KJL12D	12/M12L	1ST	A

1.1.1.5.3 | 8-108-116-051


Barra articulada-A
Gelenkstange-A

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-106-988	Barra articulada-E Gelenkstange-E	M12/M12L L160	1ST	B
8-108-101-374	Cabezal articulado-I KJ12D Gelenkkopf-I KJ12D	12/M12	1ST	A
8-108-101-383	Cabezal articulado I KJL12D Gelenkkopf-I KJL12D	12/M12L	1ST	A

1.1.1.6 | 8-104-322-031

Accionamiento de la estación de dosificación de polvo (grupo básico)
Antrieb Pulverdosierstation (Grundgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-235-197	Leva compresión Kurve Stopfen		1ST	B
8-108-136-344	Rodillo de leva PWKR 80-2RS Kurvenrolle PWKR 80-2RS		1ST	B
8-104-235-196	Leva para corredera Kurve Schieber		1ST	
8-104-242-001	Mecanismo paso a paso para dosificación Schrittgetriebe zur Dosierung		1ST	B
8-103-707-613	Casquillo deslizante Gleitbuchse	18/20X20	1ST	A
8-104-235-143	Acoplamiento de sobrecarga para engranaje polvo Überlastkupplung Pulvergetriebe		1ST	B
8-108-146-357	Chaveta paralela AS Passfeder AS	10X8X56	1ST	B
8-104-235-146	Rueda dentada recta Z=60 Zahnriemenrad Z=60		1ST	B
8-108-136-806	Polea tensora M60/120-0 Spannrolle M60/120-0	D120	1ST	B
8-108-136-291	Correa dentada Z=160 1280-8M-50 Zahnriemen Z=160 1280-8M-50		1ST	A
8-104-235-237	Resorte de tracción con rosca Zugfeder mit Gewinde		4ST	B
8-108-102-256	Casquillo deslizante Gleitbuchse	8/10X10	1ST	A
8-108-102-255	Casquillo deslizante Gleitbuchse	8/10X8	2ST	A
8-108-166-023	Conmutador de proximidad inductivo IEK3002 Näherungsschalter induktiv IEK3002		1ST	B
8-108-166-042	Acoplamiento recto con 5 m de cable, 3 hilos Kupplung gerade mit 5m Kabel, 3-adrig		1ST	B
8-108-114-898	Disco de arranque Delrin Anlaufscheibe Delrin	8,2/16X1	2ST	B



1.1.1.6.1 | 8-104-235-196

Leva para corredera
Kurve Schieber

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-101-201-867	Anillo interior Innenring		2ST	B

1.1.1.6.2 | 8-108-136-806


Polea tensora M60/120-0
Spannrolle M60/120-0

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-105-054-062	Rodamiento ranurado de bolas 6012-2RS Rillenkugellager 6012-2RS	60/95X18	2ST	B

1.1.1.7 | 8-104-322-107

Accionamiento estación de dosificación de polvo, grupo de complemento
Antrieb Pulverdosierstation (Ergänzungsgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-679	Guía de columna Säulenführung		1ST	B
8-108-101-454	Casquillo de bolas Kugelbuchse	60/90X125	4ST	A
8-104-233-678	Disco de protección Deckscheibe		2ST	B
8-104-233-670	Anillo rascador Abstreifring	60/70X10/13,8	2ST	A



1.1.1.8 | 8-104-322-010

Grupo básico concentricidad de segmento
Grundgruppe Segmentrundlauf

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-308-571	Portasegmentos Segmentträger		1ST	B
8-108-136-623	Casquillo de bolas Kugelbuchse	12/19X28	48ST	A
8-108-136-624	Casquillo de bolas Kugelbuchse	20/28X30	24ST	A
8-104-234-336	Anillo rascador Abstreifring	20/28X9	12ST	A
8-104-234-316	Anillo rascador Abstreifring	12/19X6,7/10,7	24ST	A
8-101-200-162	Rodamiento ranurado de bolas 6013-2RS Rillenkugellager 6013-2RS	65/100X18	1ST	B
8-104-234-308	Mecanismo paso a paso para desplazamiento circular de los segmentos portacápsulas Schrittgetriebe Segmentrundlauf		1ST	B
8-109-514-582	Chaveta paralela AS Passfeder AS	8X7X45	1ST	B
8-104-307-066	Soporte de segmento de parte superior Halter Oberteil-Segment		12ST	B
8-104-307-199	Disco roscado Gewindescheibe		24ST	A
8-108-108-448	Tornillo de cabeza cilíndrica Zylinderschraube	M6X20	24ST	A
8-104-234-318	Tornillo para fijación de segmento Schraube für Segmentbefestigung	M6X21	12ST	B
8-104-307-067	Travesaño Traverse		12ST	A
8-108-338-114	Arandela Scheibe	D6/11X1,6	24ST	A
8-104-234-323	Tornillo de ajuste Passschraube		12ST	A
8-108-100-014	Rodamiento ranurado de bolas 627-2RS Rillenkugellager 627-2RS	7/22X7	12ST	B
8-104-307-064	Fijador parte inferior, compl. Halter Unterteil komplett		12ST	A
8-104-234-318	Tornillo para fijación de segmento Schraube für Segmentbefestigung	M6X21	12ST	B
8-104-234-310	Arrastrador para movimiento horizontal Mitnehmer für Horizontalbewegung		12ST	A
8-104-234-324	Tornillo de ajuste hexagonal 6kt-Pass-Schraube	M8X25	12ST	A
8-105-051-998	Arandela de ajuste Passscheibe	8/14X1	24ST	A
8-105-054-004	Rodamiento ranurado de bolas 608-2RS Rillenkugellager 608-2RS	8/22X7	24ST	B
8-104-234-312	Estrella de guía Führungsstern		1ST	B
8-104-234-317	Anillo deslizante para desplazamiento circular de los segmentos portacápsulas Gleitdichtung Segmentrundlauf		1ST	A
8-104-234-307	Junta mesa de máquina en el desplazamiento circular de los segmentos portacápsulas Dichtung Tischplatte am Segmentrundlauf		1ST	B



1.1.1.8.1 | 8-104-307-064

Fijador parte inferior, compl.
Halter Unterteil komplett



Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-608-048	Clavija cilíndrica Zylinderstift		2ST	B

1.1.1.9 | 8-104-322-014

Leva de segmento
Segmentkurve

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-307-027	Leva de desplazamiento de segmento Segmentverschiebekurve		1ST	B

Volumen: 6441264.14 mm³
Fläche: 411449.46 mm²
Masse: 46.38 kg



Stückliste: 8-104-322-014

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage
DIN ISO 2768-mS
Für nicht tolerierte Maße gilt:

Maßbereich	1	6	30	120	400	1000	2000
Abmaße in mm	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2

noch DIN ISO 13715

Bleche bis 1.5 mm Dicke	± 0.1
Bleche > 1.5 mm Dicke und alle übrigen Teile	± 0.2

00				105						
		23.04.2014	EDL_Rued	105	10.04.2014	EDL_Rued	W_Runff	see BOSCH PA guideline 9_0412		
Rev.	Change/Aend.	DDMMYYYY	Drawn/Gez.	BWN	DDMMYYYY	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	BOSCH PA Richtlinie 9_0412 beachten		
Treatment/							Material			
Behandlung -----							Werkstoff -----			
Origin/Ursprung				segment cam GRPL Segmentkurve mit IPK u Mikrodos EgGR					Material class	
Machine type/Maschinentyp GKF 2600									892009000	
Lang./Spr	Wght./Gew.	 BOSCH		Syst. SW		Doc.type DRW		8-104-324-040		DP/TD
en/de	46.38kg									Rev.
	Scale/M:stab	1:2						A2		
								00		

1.1.1.10 | 8-104-322-120

Accionamiento alimentación del polvo
Antrieb Pulverzuführung

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-307-690	Acoplamiento Kupplung		1ST	A
8-108-126-400	Junta radial PTFE-GV HN2380 Radialdichtring PTFE-GV HN2380	22X35X7	1ST	A
8-109-514-568	Chaveta paralela AS Passfeder AS	6X6X25	1ST	B
8-108-170-987	Motor de engranajes cónicos GKR04-2M-HAK-071C32 Kegelradgetriebemotor GKR04-2M-HAK-071C32		1ST	B

1.1.1.11 | 8-104-322-118

Alimentación del polvo (grupo básico)
Pulverzuführung (Grundgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-503-971	Junta para tolva de polvo Dichtung für Pulvertrichter		1ST	A
8-104-308-211	Tubo alimentador Zuführungsrohr		1ST	B
8-108-128-628	Anillo en O O-Ring	60,2X3	1ST	A
8-108-174-333	Caja de aparatos Apparatedose		1ST	B
8-108-132-222	Anillo en O O-Ring	24X1	2ST	A
8-108-173-377	Tapa BRE.2K.200.NAS Abdeckkappe BRE.2K.200.NAS		2ST	B
8-108-175-026	Caja de aparatos Apparatedose		1ST	B





1.1.1.12 | 8-104-322-104

Consulta a la tolva de polvo
Abfrage an Pulvertrichter

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-307-696	Cristal de ventana Fensterscheibe		1ST	B
8-108-000-479	Cordón perfilado VMQ 55 Shore A Profilschnur VMQ 55 Shore A	4,2X4,2	50CM	A
8-108-177-154	Conmutador de proximidad KAS-80-A13-A-Y5 Näherungsschalter KAS-80-A13-A-Y5		2ST	B
8-108-173-379	Clavija de enchufe FFA.2E.304.CLAC 70 ZN Stecker FFA.2E.304.CLAC 70 ZN		1ST	B
8-108-166-043	Acoplamiento angular con 5 m de cable Winkelkupplung mit 5m Kabel		1ST	B
8-108-175-024	Clavija FFA.2E.305.CLAC60Z Stecker FFA.2E.305.CLAC60Z		1ST	B
8-108-174-172	Manguito de protección contra dobladuras tipo: GMA.2B.057.RG Knickschutztülle Typ: GMA.2B.057.RG		1ST	B

Volumen: 491038.18 mm³
Fläche: 137369.63 mm²
Masse: 0.69 kg



Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschallbad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Stückliste
parts list: 8-104-322-104

Dienstag, 20. Februar 2018 10:31:03

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage
DIN ISO 2768-mH
Für nicht tolerierte Maße gilt:

Nennmaß- bereich in mm	über bis	1	6	30	120	400	1000
Abmaße in mm		$\pm 0,3$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$

nach DIN ISO 13175


flache blei 1,5 mm Dicke	flache blei > 1,5 mm Dicke
---	--

[illegible]

1.1.1.13 | 8-104-309-884

Sensor
Sensor

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-165-854	Interruptor de proximidad inductivo IFK3004 Näherungsschalter induktiv IFK3004		1ST	B
8-108-166-043	Acoplamiento angular con 5 m de cable Winkelkupplung mit 5m Kabel		1ST	B



Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage
DIN ISO 2768-mH
Für nicht tolerierte Maße gilt:

Nennmaß-Bereich in mm	1	6	30	120	400	1000	2000
bis	6	30	120	400	1000	2000	4000
Abmaße in mm	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

nach DIN ISO 13715


Bleche bis 1,5 mm Dicke	$\begin{matrix} -0,1 \\ -0,3 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0,1 \\ -0,3 \end{matrix}$	Bleche > 1,5 mm Dicke und alle übrigen Teile	$\begin{matrix} -0,2 \\ -0,5 \end{matrix}$	$\begin{matrix} -0,2 \\ -0,5 \end{matrix}$
-------------------------	--	--	--	--	--


00				105				
00		25.03.2015	W_Boehringer	105	25.03.2015	W_Boehringer	W_Boehringer	see BOSCH PA guideline 9_0412
Rev. Change/Aend.	DDMMYYYY	Drawn/Gez.	BWN	DDMMYYYY	Checked/Gepr.	Releas./Freig.		BOSCH PA Richtlinie 9_0412 beachten
Treatment/ Behandlung -----							Material Werkstoff -----	
Origin/Ursprung 8-104-309-506				group layout GRPL Sensor Rührerposition				Material class 892009000
Machine type/Maschinen-typ GKF 2600								Sheet/Blatt 1 / 1
Lang./Spr en/de	Wght./Gew. 0.331kg	 BOSCH		Syst. SW	Doc.type DRW	8-104-324-083		DP/TD
	Scale/M.stab 1:1			Rev. 00	Format A3			


1.1.1.14 | 8-104-324-975

Estación de clasificación con estación de separación completa
Sortierstation mit Trennstation komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-307-774	Caja estación de clasificación y distribución 1 Gehäuse Sortierstation 1		1ST	B
8-108-024-197	Anillo rascador Abstreifring	16X22X3X4	2ST	A
8-108-136-624	Casquillo de bolas Kugelbuchse	20/28X30	4ST	A
8-104-307-775	Caja estación de clasificación y distribución 2 Gehäuse Sortierstation 2		1ST	B
8-108-000-479	Cordón perfilado VMQ 55 Shore A Profilschnur VMQ 55 Shore A	4,2X4,2	2,00M	A
8-104-307-780	Placa intermedia Zwischenplatte		1ST	B
8-104-291-152	Tornillo hexagonal Sechskantschraube	M6X12	2ST	B
8-104-307-787	Perno de fijación Befestigungsbolzen		2ST	B
8-104-233-011	Soporte de bloque de clasificación Sortierblockträger		1ST	B
8-108-136-625	Casquillo de bolas Kugelbuchse	25/35X40	2ST	A
8-104-234-110	Anillo rascador Abstreifring	25/35X11	1ST	A
8-104-233-013	Soporte de riel Schienenträger		2ST	A
8-108-136-226	Carro de guía tamaño 20 tipo KWSE20 Führungswagen Größe20 Typ KWSE20		2ST	A
8-108-136-225	Riel lineal TKSD 20/130 Linearschiene TKSD 20/130	L=130	2ST	B
8-108-102-452	Boquilla de engrase cónica A Schmiernippel keglig A	M6	2ST	B
8-108-110-602	Perno de collar hexagonal Sechskant-Bund-Bolzen	D10H6/M8	2ST	B
8-105-054-037	Rodamiento ranurado de bolas 6000-2RS Rillenkugellager 6000-2RS	10/26X8	4ST	B
8-104-233-015	Soporte de magazines Magazinträger		1ST	B
8-104-233-020	Colisa de clasificación Sortierkulissee		2ST	A
8-104-233-041	Árbol de precisión para corredera de clasificación Präzisionswelle für Sortierkulissee		2ST	A
8-108-120-489	Arandela de seguridad 10,5 WNr 1.4301 Sicherungsscheibe 10,5 WNr 1.4301	10,5	2ST	B
8-104-233-035	Sujetador para corredera de clasificación Halter für Sortierschieber		2ST	A
8-104-233-787	Tornillo hexagonal con collar Sechskantschraube mit Bund	M8X26	12ST	B
8-104-322-055	Bloque de separación de la primera estación Trennblock erste Station		1ST	
8-104-322-054	Bloque de separación de la segunda estación Trennblock zweite Station		1ST	
8-104-233-099	Sensor ultrasónico Ultraschallsensor		1ST	B
8-108-166-043	Acoplamiento angular con 5 m de cable Winkelkupplung mit 5m Kabel		1ST	B







1.1.1.14.1 | 8-104-233-015


Soporte de magazines
Magazinträger

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-109-514-938	Chaveta paralela AS Passfeder AS	5X5X12	1ST	B

1.1.1.14.2 | 8-104-322-055

Bloque de separación de la primera estación
Trennblock erste Station


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-133-146	Muelle de compresión Druckfeder	1/8X19	2ST	A
8-108-127-927	Casquillo de bolas Kugelbuchse	20/28X30	2ST	B
8-104-234-336	Anillo rascador Abstreifring	20/28X9	1ST	A



1.1.1.14.3 | 8-104-322-054

Bloque de separación de la segunda estación
Trennblock zweite Station


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-133-146	Muelle de compresión Druckfeder	1/8X19	2ST	A
8-108-127-927	Casquillo de bolas Kugelbuchse	20/28X30	2ST	B
8-104-234-336	Anillo rascador Abstreifring	20/28X9	1ST	A



1.1.1.15 | 8-104-322-053

Estación de clasificación con ASB (grupo complementario)
Sortierstation mit ASB (Ergänzungsgruppe)


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-025-665	Tuerca de sombrerete Hutmutter	M8	2ST	B
8-104-322-051	Habilitación de cápsulas en el almacén Kapselfreischaltung am Magazin		1ST	
R-480-722-530	Isla de válvulas AV03 11 veces Ventilinsel AV03 11-fach		1ST	B
1-820-712-110	Tubo de plástico PA11 negro Kunststoffrohr PA11 schwarz	4X1	1ST	B
8-108-178-937	Cable Kabel		1ST	B
8-108-171-590	Acoplamiento recto con 10 m de cable, de 4 polos Kupplung gerade mit 10m Kabel, 4-polig	M12X1	1ST	B



1.1.1.15.1 | 8-104-322-051

Habilitación de cápsulas en el almacén
Kapselfreischaltung am Magazin

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-109-526-573	Anillo rascador Abstreifring	12/22X6/9	2ST	B
8-108-190-788	Rodamiento ranurado de bolas 625-2Z Rillenkugellager S 625-2Z	5/16X5	2ST	B
8-108-100-733	Clavija cilíndrica Zylinderstift	M6X20	2ST	B
0-822-010-600	Cilindro de carrera corta de doble efecto 2F-Kurzhubzylinder	D12-H5	1ST	B
0-822-010-600	Cilindro de carrera corta de doble efecto 2F-Kurzhubzylinder	D12-H5	1ST	B
1-820-712-110	Tubo de plástico PA11 negro Kunststoffrohr PA11 schwarz	4X1	1ST	B



1.1.1.16 | 8-104-322-190

Vacío de la estación de separación estándar
Vakuum Trennstation Standard

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-169-726	Contratuerca SM Gegenmutter SM	M50X1,5	1ST	B
8-108-137-912	Anillo en O O-Ring	75,87X2,62	1ST	A
1-823-391-258	Boquilla doble desmontable Doppelnippel lösbar	R1	2ST	B
8-108-102-958	Válvula reguladora de presión n.º 73600705 Druckregelventil Nr. 73600705		1ST	B
8-108-129-857	Abrazadera de manguera Schlauchschelle	D=25-40	1ST	B
8-108-137-912	Anillo en O O-Ring	75,87X2,62	1ST	A
1-823-391-258	Boquilla doble desmontable Doppelnippel lösbar	R1	1ST	B
8-108-129-857	Abrazadera de manguera Schlauchschelle	D=25-40	1ST	B
8-108-136-294	Filtro de vacío Vakuumfilter	G2 1/2"	1ST	A
8-108-002-021	Manguera Schlauch	30X5	1ST	A
8-108-126-338	Abrazadera de manguera Schlauchschelle	D=40-60	1ST	B
8-108-002-019	Manguera Truflex 54-09 Schlauch Truflex 54-09	20X4	1ST	B
8-108-103-089	Abrazadera de manguera Schlauchschelle	D=23-35	2ST	B
8-108-171-948	Interruptor de presión 33D n.º de pedido 0863012 Druckschalter 33D Bestell-Nr. 0863012		1ST	B
1-820-712-032	Tubo de plástico PUR azul Kunststoffrohr PUR blau	6X1,05	1ST	A
8-108-168-045	Acoplamiento recto con 10 m de cable, de 5 polos Kupplung gerade mit 10m Kabel, 5-polig		1ST	B



1.1.1.16.1 | 8-108-136-294


Filtro de vacío
Vakuumfilter

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-643-460	Cartucho de filtro Micro-Top C 15-124/1 Filter Patrone Micro-Top C 15-124/1		1ST	A

1.1.1.17 | 8-104-322-066

Accionamiento de leva de la estación de separación
Kurvenantrieb Trennstation

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-236-096	Disco de leva para estación de separación Kurvenscheibe Trennstation		1ST	A
8-108-136-239	Rodillo de la pinza Zapfenlaufrolle		1ST	A
8-108-131-087	Rodamiento ranurado de bolas 6006-2RS1NR Rillenkugellager 6006-2RS1NR	30/55X13	2ST	B
8-108-101-286	Tornillo de palanca de apriete Klemmhebel-Schraube	M6X25	1ST	B
8-108-148-873	Indicación de posición DA04-02-40 Stellungsanzeige DA04-02-40		1ST	B
8-108-132-234	Casquillo reductor RH04-12 Reduzierhülse RH04-12	12/14X17	1ST	B
8-108-106-986	Barra articulada-E Gelenkstange-E	M12/M12L L120	1ST	B
8-108-101-383	Cabezal articulado I KJL12D Gelenkkopf-I KJL12D	12/M12L	1ST	A
8-108-107-207	Bulón hexagonal Sechskantbolzen	12/M12	1ST	B




1.1.1.18 | 8-104-322-106

Estación de dosificación de polvo del grupo básico
Pulverdosierstation Grundgruppe


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-108	Anillo básico completo Grundring komplett		1ST	
8-104-322-109	Aspiración Absaugung		1ST	
8-105-054-052	Rodamiento ranurado de bolas 6005-2RS Rillenkugellager 6005-2RS	25/47X12	1ST	B
8-108-136-239	Rodillo de la pinza Zapfenlaufrolle		1ST	A
8-104-235-906	Anillo de polvo Pulverring		1ST	B

Volumen: 8864236.40 mm³
Fläche: 2557001.02 mm²
Masse: 32.08 kg




'8-104-322-108
Grundring komplett

'8-104-322-109
Absaugung oberhalb Tischplatte



B (Blatt 2)



Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschallbad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Stückliste
parts list: 8-104-322-106

Mittwoch, 24. September 2014 13:09:33

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage.
DIN ISO 2768-mH
Für nicht tolerierte Maße gilt:


Terminab- bereich in mm	über bis	1	6	30	120	400	1000
Abmaße in mm		$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$

nach DIN ISO 13715

Bleiche bis 1,5 mm
Dicke

Bleiche > 1,5 mm
Dicke


00				105					
		17.09.2014	Sotec_to	105	24.09.2014	Sotec_to	Sotec_to	see BOSCH PA guideline 9_04t2 BOSCH PA Richtlinie 9_04t2 beachten	
Rev	Change/Aend	DDMMYYYY	Drawn/Gez.	BWN	DDMMYYYY	Checked/Gepr.	Releas./Freig.		
Treatment/ Behandlung								Material Werkstoff	
Origin/Ursprung				group layout GRPL Pulverdosierstation Grundgruppe					Material class 892009000
Machine type/Maschinenotyp GKF 2600									Sheet/Blatt 1 / 2
Lang./Spr en/de	Wght./Gew 32.08kg	 BOSCH		8-104-324-093				Rev. 00	Format A2
 Scale/Mstall 1:10	Syst SW							Doctype DRW	DP/TD



1.1.1.18.1 | 8-104-322-108

Anillo básico completo
Grundring komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-105-054-052	Rodamiento ranurado de bolas 6005-2RS Rillenkugellager 6005-2RS	25/47X12	1ST	B
8-101-202-214	Anillo en O O-Ring	9X4	1ST	A
8-103-239-717	Rodamiento ranurado de bolas 61904-2RS1 Rillenkugellager 61904-2RS1	20/37X9	2ST	B
8-109-514-567	Chaveta paralela AS Passfeder AS	6X6X20	1ST	B
8-105-054-228	Rodillo de leva KR19PPSK Kurvenrolle KR19PPSK		1ST	A
8-104-235-385	Riel Schiene		1ST	B
R-412-005-240	Racor giratorio angular Winkel-Schwenkverschraubung		1ST	B



1.1.1.18.2 | 8-104-322-109

Aspiración
Absaugung

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-160-149	Manguera Schlauch	38X1,5	4ST	B
8-108-143-935	Válvula de cierre VK 725/718 Absperrventil VK 725/718		2ST	B
8-108-148-977	Manguera AIRDUC PUR 351 EL Schlauch AIRDUC PUR 351 EL	70X4,5	1ST	A
8-104-307-749	Corredera de cierre Absperrschieber		1ST	B

(c) Robert Bosch GmbH. All rights reserved.
also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing,
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

(c) Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
auch bzgl. jeder Vervielfältigung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung,
Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

8-104-307-749
Absperrschieber

8-104-308-380 (2x)
Bundmutterbolzen

8-104-235-315 (2x)
Absaugblech

8-104-308-379
Absaugtrichter

8-104-308-378
Absaugblock Pulverübergabe

8-104-235-314 (2x)
Gewindebolzen

8-108-100-175 (2x)
6KT-SRB M8X16 A4

8-108-133-101 (2x)
GEW-STIFT-KUPPE M8X30 45H E2J

8-108-148-977
SHL AIRDUC PUR 351 EL

8-108-160-149
Schlauch D38 mit Bajonettring

8-104-307-188
Absaugrohr

8-108-143-935
Absperrventil

8-108-160-149
Schlauch D38 D38 m Bajonettring GKF 2500 integr Polier

8-108-160-149
Schlauch D38 D38 m Bajonettring GKF 2500 integr Polier

8-108-160-149
Schlauch D38 mit Bajonettring D38 m Bajonettring GKF 2500 integr Polier

8-108-143-935
Absperrventil

Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden,
und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen
nicht im Ultraschallbad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning
and the part number of which is bold and italic
may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Stückliste
parts list: 8-104-322-109

Montag, 27. Juli 2015 13:11:50

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage
DIN ISO 2768-mS
Für nicht tolerierte Maße gilt:

Maßmaß:	über	1	6	30	120	400	1000	2000
Größe	6	30	120	400	1000	2000	4000	
Abmaße in mm	± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2							

nach DIN EN ISO 13715

Bleiche	bis 1,5 mm	Dicke	> 1,5 mm	Dicke
0,1	0,2	0,1	0,2	0,2

Machine type/Maschinentyp GKF 2500
Lang./Spr. en/de
Wght./Gew. 13,47kg
Scale/Mstab 1:5

group layout
GRPL Absaugung oberhalb Tischplatte

Material class
892009000
Sheet/Blatt
1 / 1

Syst. SW Doc.type DRW
8-104-324-098 DP/TD Rev. 00 Format A2

1.1.1.19 | 8-104-322-113

Soporte para rascador completo
Halter für Abstreifer komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-103-806-936	Anillo en O O-Ring	32,2X3	1ST	A

Volumen: 361270.43 mm³
Fläche: 98257.16 mm²
Masse: 1.14 kg

Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschallbad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

8-104-307-689 Haltearm für Abstreifer FL

8-105-051-031 6KT-MU M8 A4

8-108-116-487 6KT-SRB M8X50 A4

8-104-330-235 (2x) SENK-SRB-INNEN-6KT M5X40 A4

8-108-131-466 SENK-SRB-INNEN-6KT M5X16 A4

8-104-236-578 (2x) Passschraube_fuer_Abstreifer_L82

8-108-129-189 (2x) Zyl-Stift_5m6x30-A4

8-104-503-754 Einstellmutter

8-103-806-936 O-Ring

8-104-503-753 Skalenhülse

Tischplatte

Halter fuer Abstreifer

Stückliste
parts list: 8-104-322-113

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage DIN ISO 2768-mH Für nicht tolerierte Maße gilt:	
Maßbereich in mm	1 6 30 120 400 1000 2000
Abmaße in mm	±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2
nach DIN EN 13716	
Bleiche bis 1.5 mm Dicke	±0.1 ±0.2
Bleiche bis 1.5 mm Dicke	±0.1 ±0.2
und alle übrigen Teile	

Mittwoch, 8. Juni 2016 13:08:26

00				105	
Rev	Change/Aend	DDMMYYYY	Drawn/Gez.	BWN	DDMMYYYY
Treatment/			Material		
Behandlung			Werkstoff		
Origin/Ursprung			Machine type/Maschinentyp GKF 2600		
Lang./Spr			Wght./Gew		
en/de			1.14kg		
Scale/Mstab			1:1		
Syst.			Doc.type		
SW			DRW		
group layout			GRPL Halter fuer Abstreifer komplett FL		
Material class			892009000		
Sheet/Blatt			1 / 1		
Rev.			Formal		
00			A2		

8-104-324-067

1.1.1.20 | 8-104-309-887

Sistema de alojamiento de corredera
Schieber-Auflagesystem

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-103-806-936	Anillo en O O-Ring	32,2X3	5ST	A
8-104-307-676	Anillo de apoyo Auflagering		1ST	A



1.1.1.21 | 8-104-322-112

Regulación del disco dosificador arriba
Dosierscheibenverstellung oben

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-132-871	Anillo en O O-Ring	47X3	1ST	A
8-108-115-433	Anillo en O O-Ring	119,2X5,7	1ST	A
8-105-054-048	Rodamiento ranurado de bolas 6004-2RS Rillenkugellager 6004-2RS	20/42X12	2ST	B
8-103-800-104	Rodamiento axial de bolas 51204 Axialrillenkugellager 51204	20/40X14	2ST	B
8-104-234-336	Anillo rascador Abstreifring	20/28X9	1ST	A
8-103-800-104	Rodamiento axial de bolas 51204 Axialrillenkugellager 51204	20/40X14	2ST	B





1.1.1.22 | 8-104-322-105

Guía de punzón completa
Stempelführung komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-308-421	Anillo de guía de pistón de compresión Stopfstempelführungsring		1ST	B

Volumen: 5098886.96 mm³
Fläche: 968329.34 mm²
Masse: 14.76 kg



Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden,
und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen
nicht im Ultraschallbad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning
and the part number of which is bold and italic
may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Stückliste
parts list: 8-104-322-105
Mittwoch, 8. Juni 2016 16:24:15

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage DIN ISO 2768-mS Für nicht tolerierte Maße gilt: Bereich in mm									
über	1	6	30	120	400	1000	2000		
bis	6	30	120	400	1000	2000	4000		
Abmaße in mm	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2		
nach DIN ISO 13715									
Bleche bis 1.5 mm Dicke	± 0.1		± 0.2		± 0.3		± 0.5		± 1
Bleche > 1.5 mm Dicke und alle übrigen Teile	± 0.2		± 0.3		± 0.5		± 0.8		± 1.5

00				105					
		22.09.2014	Sotec	to	105	29.09.2014	Sotec	to	M_Kuhnle
Rev.	Change/Aend.	DDMMYYYY	Drawn/Gez.	BWN	DDMMYYYY	Checked/Gepr.		Released./Freig.	see BOSCH PA guideline 9_0412 BOSCH PA Richtlinie 9_0412 beachten
Treatment/ Behandlung -----									Material Werkstoff -----
Origin/Ursprung				group layout GRPL Stempelfuehrung komplett					Material class 892009000
Machine type/Maschinentyp GKF 2600									Sheet/Blatt 1 / 1
Lang./Spr en/de	Wght./Gew. 14.76kg	 BOSCH		Syst. DRW	8-104-324-099			DP/TD	Rev.
 Scale/M:stab 15								A2	

1.1.1.23 | 8-104-322-122

Campana de traspaso
Glocke Übergabe


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-610	Campana alojamiento de los pistones de transferencia Glocke Übergabestempelaufnahme		1ST	A
8-104-233-762	Base Unterlage		1ST	B
8-104-233-609	Peine alojamiento para pistón de compresión Kamm Stopfstempelaufnahme		1ST	A
8-104-234-137	Tornillo hexagonal con mango Sechskantschraube mit Schaft	M6X33	1ST	B
8-104-233-665	Perno de retención, 3 piezas Arretierbolzen 3-teilig		1ST	A



1.1.1.24 | 8-104-322-123

Campana alojamiento de pistones de compresión
Glocke Stopfstempelaufnahme

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-607	Campana alojamiento de pistones de compresión Glocke Stopfstempelaufnahme		1ST	A
8-104-233-609	Peine alojamiento para pistón de compresión Kamm Stopfstempelaufnahme		1ST	A
8-104-233-662	Tornillo regulador Stellschraube		1ST	A
8-104-233-663	Tornillo de retención Arretierschraube		1ST	A
8-104-233-608	Portapunzon Stempelhalter		1ST	A
8-104-237-970	Perno de presión Druckbolzen		18ST	A
8-108-138-607	Muelle de compresión Druckfeder	2/10X39	18ST	A
8-104-233-680	Arandela Scheibe		1ST	A
8-104-234-318	Tornillo para fijación de segmento Schraube für Segmentbefestigung	M6X21	1ST	B
8-104-233-669	Placa cubierta Deckplatte		1ST	B
8-104-233-665	Perno de retención, 3 piezas Arretierbolzen 3-teilig		1ST	A



1.1.1.25 | 8-104-309-885

Brida completa con corredera (grupo básico)
Flansch komplett mit Schieber (Grundgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-101-203-605	Casquillo de bolas Kugelbuchse	10/17X26	24ST	B
8-104-242-289	Rascador Abstreifer	10/17X3	12ST	A
8-108-142-924	Anillo en O O-Ring	143X2	1ST	A
8-108-143-924	Anillo en O O-Ring	192X2	1ST	A
8-104-242-257	Anillo de obturación Dichtring		1ST	B
8-104-235-364	Tornillo para fijación del distribuidor Schraube für Schieberbefestigung	M6X14	12ST	A




1.1.1.26 | 8-104-232-782

Exploración nivel de polvo
Tastung Pulverniveau

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-101-202-680	Tornillo de palanca de apriete Klemmhebel-Schraube	M8X16	1ST	B
8-108-149-144	Sensor de polvo KAS-80-23-170-A-PEEK/VA-Y5 Pulversensor KAS-80-23-170-A-PEEK/VA-Y5		1ST	B
8-108-180-702	Cable de conexión AL-WAK4-5/P00 Anschlusskabel AL-WAK4-5/P00		1ST	B
8-108-002-478	Manguera PVC CONDUFLEX PVC-Schlauch CONDUFLEX	7X2	1ST	B
8-108-173-379	Clavija de enchufe FFA.2E.304.CLAC 70 ZN Stecker FFA.2E.304.CLAC 70 ZN		1ST	B
8-108-174-333	Caja de aparatos Apparatedose		1ST	B
8-108-173-377	Tapa BRE.2K.200.NAS Abdeckkappe BRE.2K.200.NAS		1ST	B

GKF 2500 S / ASB

06 / 2005 →



Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschall-Bad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.


Typ	Materialklasse	Erz.-Geb.	Datum	Name	Änd.	DIN-Fo
GKF 2500	892009000	2009	gez. 09.06.16	Sz/En		leaf A 3
Stopfstempelaufnahme und Führung Tamping pin mount and guide						Blatt Nr. 1/3
Material-/Zeichnungsnummer						
8104231609						

BOSCH

Bosch Verpackungstechnik
8104231609_1_V1.2

GKF 2500 S / ASB

→ 06 / 2005



Option option	Druckfeder pressure spring	
*	8108132778	D 0.8/10x45 VA
*	8108138628	D 1.6/10x40.5 VA
*	8104225164	D 2.4/9,6x39 VA
*	(8104500678)	D 2.4/9,6x39 VA

Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschall-Bad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Typ	Materialklasse	Erz.-Geb.	Datum	Name	Änd.	DIN-Fo
GKF 2500	892009000	2009	gez. 09.06.16	Sz/En		leaf A 3
Stopfstempelaufnahme und Führung Tamping pin mount and guide			Material-/Zeichnungsnummer			Blatt Nr.
			8104231609			2/3

BOSCH 

Bosch Verpackungstechnik
8104231609_2_V1.1

1.1.1.27 | 8-104-322-022

Expulsión de cápsulas defectuosas
Fehlerkapselausstoß


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-234-006	Biela con alojamiento Schubstange mit Aufnahme		1ST	A
8-104-234-112	Escuadra de guía Führungswinkel		1ST	B
8-105-054-040	Rodamiento ranurado de bolas 6001-2RS Rillenkugellager 6001-2RS	12/28X8	1ST	B
8-108-136-624	Casquillo de bolas Kugelbuchse	20/28X30	2ST	B
8-104-234-336	Anillo rascador Abstreifring	20/28X9	1ST	A
8-104-234-005	Tornillo calibrado hexagonal 6kt-Passschraube		1ST	B
8-104-234-012	Arandela de ajuste, tamaño de cápsula 2/1/0/00/000 Distanzscheibe Kapselgröße 2/1/0/00/000		1ST	B
8-108-160-149	Manguera Schlauch	38X1,5	1ST	B



1.1.1.28 | 8-104-322-024

Cápsula defectuosa de la estación 7 (grupo complementario)
Fehlerkapsel Station 7 (Ergänzungsgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-308-177	Estribo de expulsión para cápsula no conforme Ausstoßbügel Fehlerkapsel		1ST	A



1.1.1.29 | 8-104-322-042

Estación de cierre (grupo básico)
Schließstation (Grundgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-234-110	Anillo rascador Abstreifring	25/35X11	1ST	A
8-104-234-112	Escuadra de guía Führungswinkel		1ST	B
8-104-234-113	Pieza de apriete Klemmstück		1ST	B
8-105-054-040	Rodamiento ranurado de bolas 6001-2RS Rillenkugellager 6001-2RS	12/28X8	1ST	B
8-104-234-103	Tornillo regulador Stellschraube		1ST	B
8-108-100-876	Muelle belleville Tellerfeder	12,2/23X1	2ST	B
8-108-136-625	Casquillo de bolas Kugelbuchse	25/35X40	2ST	A
8-104-234-136	Placa de cierre con árbol Schliessplatte mit Welle		1ST	A
8-104-234-137	Tornillo hexagonal con mango Sechskantschraube mit Schaft	M6X33	1ST	B
8-108-157-482	Talón a bayoneta Bajonett-Nase	38MM	2ST	B
8-108-160-149	Manguera Schlauch	38X1,5	2ST	B
8-108-168-189	Presostato diferencial LGW 10A2 Differenz-Druckwächter LGW 10A2		1ST	B
1-820-712-032	Tubo de plástico PUR azul Kunststoffrohr PUR blau	6X1,05	1ST	B



1.1.1.30 | 8-104-322-040

Estación de cierre de cápsulas con exploración (grupo complementario)
 Schließstation mit Tastung (Ergänzungsgruppe)


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-127-897	Muelle de compresión Druckfeder	2/12,8X51	1ST	A
8-108-136-533	Casquillo deslizante de collarín Bundgleitbuchse	4/5,5/9,5X6/0,75	18ST	A
8-108-136-532	Casquillo deslizante Gleitbuchse	4/5,5X4	18ST	A
8-108-137-943	Muelle de compresión Druckfeder	0,6/6,4X10,5	18ST	A
8-108-167-613	Interruptor de proximidad inductivo IFS 5036 Näherungsschalter induktiv IY 5036		18ST	B
8-108-180-642	Cable de conexión AL-SKP3-10/P00 Anschlusskabel AL-SKP3-10/P00		18ST	B
8-108-168-338	Enchufe FGG.5B.354.CYC.D25 Stecker FGG.5B.354.CYC.D25		1ST	B
8-108-178-981	Caja de aparatos Apparatedose		1ST	B



1.1.1.31 | 8-104-232-538

Estación de cerrado, grupo de complemento
Schließstation (Ergänzungsgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-234-133	Dispositivo portaempujador Stößelaufnahme		1ST	A
8-104-227-073	Empujador, cierre Stößel Verschließen		18ST	A



Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschall-Bad gereinigt werden.
Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Typ	Materialklasse	Erz.-Geb.		Datum	Name	Änd.	DIN-Fo
GKF 2000 / 2500	892009000	2009	gez.	08.08.12	Sz/En		leaf
			gep.				A 3
Schließstation Ergänzung ohne Luftanschluß				Material-/Zeichnungsnummer			Blatt
Closing station supplement without air connection				8104231513			Nr.
							1




Bosch Verpackungstechnik
8104231513_V1.2

1.1.1.32 | 8-104-322-036

Expulsión de cápsulas conformes (grupo básico)
Gutkapselausstoß (Grundgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-236-195	Árbol de guía Führungswelle		18ST	B
8-108-149-511	Carro de guía tamaño 15 PAE15ARS Führungswagen Größe15 PAE15ARS		2ST	B
8-108-125-924	Bola de cabezal articulado I BRF8L Gelenkkopf-Kugel-I BRF8L	8/M8L	1ST	A
8-108-125-802	Bola de cabezal articulado I BRF8 Gelenkkopf-Kugel-I BRF8	8/M8	1ST	A
8-108-100-311	Casquillo de bolas Kugelbuchse	6/12X19	36ST	A
8-104-236-330	Anillo rascador Abstreifring	6/14X4/6	18ST	A
8-101-210-194	Casquillo deslizante de collarín XFM-0405-06 Bundgleitbuchse XFM-0405-06		18ST	A



1.1.1.33 | 8-104-322-080

Expulsión de cápsulas conformes (grupo complementario de la expulsión de cápsula única)
 Gutkapselausstoß (Ergänzungsgruppe Einzelkapselausstoß)


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-149-511	Carro de guía tamaño 15 PAE15ARS Führungswagen Größe15 PAE15ARS		2ST	B
8-108-774-574	Tornillo de tope Vulkollan Anschlagschraube Vulkollan	M6X26	2ST	B
8-108-146-562	Imán permanente circular Dauermagnet-Rund	6X11,5/M3	18ST	B
8-104-236-329	Regleta de cilindro 9 veces Zylinder - Leiste 9-fach		2ST	B
8-108-106-564	Resorte de tracción Zugfeder	1,6/15,5X120	2ST	A
R-480-722-515	Isla de válvulas AV03 20 veces Ventilinsel AV03 20-fach		1ST	B
8-108-171-590	Acoplamiento recto con 10 m de cable, de 4 polos Kupplung gerade mit 10m Kabel, 4-polig	M12X1	1ST	B
8-108-178-937	Cable Kabel		1ST	B
1-820-712-110	Tubo de plástico PA11 negro Kunststoffrohr PA11 schwarz	4X1	1ST	B
8-109-516-270	Interruptor de proximidad inductivo IEB3004-BPKG/ Näherungsschalter induktiv IEB3004-BPKG/		18ST	B
8-108-166-028	Acoplamiento angular con 5 m de cable Winkelkupplung mit 5m Kabel		18ST	B
8-108-140-470	Interruptor de proximidad IE5328 Näherungsschalter IE5328		2ST	B
8-108-166-028	Acoplamiento angular con 5 m de cable Winkelkupplung mit 5m Kabel		2ST	B
8-108-140-649	Soporte de apriete BES 08,0-BS-1 Klemhalter BES 08,0-BS-1		2ST	B



1.1.1.34 | 8-104-322-069

Expulsión de cápsulas conformes (grupo complementario)
Gutkapselausstoß (Ergänzungsgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-236-204	Polea de la expulsión de cápsula única Kurvenscheibe Einzelkapselausstoß		1ST	B
8-108-180-158	Interruptor de proximidad CM18-08BPP-EC1 Näherungsschalter CM18-08BPP-EC1		1ST	B
8-108-166-044	Acoplamiento recto con 5 m de cable, de 4 polos Kupplung gerade mit 5m Kabel, 4-polig		1ST	B



(c) Robert Bosch GmbH. All rights reserved. also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
(c) Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfertigung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.


Stueckliste: 8-104-322-069
parts list


Tolerierung ISO 8015										12.12.2016	EDL_Rued	105	12.12.2016	EDL_Rued	M_Vogl	see BOSCH PA guideline 9_04-12	
Tolerancing ISO 8015										Rev. Change/Aend	DDMMYYYY	Drawn/Gez.	B.W.N	DDMMYYYY	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	see BOSCH PA Richtlinie 9_04-12 beachten
Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage DIN ISO 2768-mH Für nicht tolerierte Maße gilt: Toleranzbereich oberer unterer in mm 6 30 120 400 1000 2000 4000 Abmaße in mm $\pm 0,1 \pm 0,2 \pm 0,3 \pm 0,5 \pm 0,8 \pm 1,2 \pm 2$ nach DIN 6013715 Bohrer Bo																	

1.1.1.35 | 8-104-322-033

Estación de limpieza de segmentos grupo básico
Segmentreinigungsstation (Grundgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-237-408	Portatoberas Düsenhalter		1ST	
8-104-234-336	Anillo rascador Abstreifring	20/28X9	1ST	A
8-108-127-927	Casquillo de bolas Kugelbuchse	20/28X30	2ST	B
8-108-160-149	Manguera Schlauch	38X1,5	1ST	B
8-108-103-087	Abrazadera de manguera Schlauchschele	8-16/9	2ST	B
1-820-209-014	Junta plana Flachdichtring	13,4/17,9X2	1ST	A
8-108-001-988	Manguera Schlauch	9X3	1,00M	A
8-180-000-878	Válvula de 5/2 vías 5/2-Wegeventil		1ST	B
1-827-000-000	Amortiguador del sonido Schalldämpfer	G1/8	2ST	B
8-108-166-374	Clavija de válvula con 10 m de cable Ventilstecker mit 10m Kabel		1ST	B
8-108-148-655	Expulsor por impulsos R495 Impulsauswerfer R495		1ST	B

[illegible]



1.1.1.35.1 | 8-104-237-408

Portatoberas
Düsenhalter


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-237-405	Punzón de limpieza Reinigungsstempel	D=4 L=71	9ST	A
8-104-237-406	Punzón de limpieza Reinigungsstempel	D=4 L=78	9ST	A

1.1.1.36 | 8-104-322-041

Estación de limpieza de segmentos reforzada (grupo complementario)
Segmentreinigungsstation verstärkt (Ergänzungsgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-307-161	Bloque de limpieza abajo Reinigungsblock unten		1ST	B
8-104-237-404	Bloque de limpieza arriba Reinigungsblock oben		1ST	B
8-104-234-257	Cubierta estación de limpieza Abdeckung Reinigungsstation		1ST	B
8-104-234-254	Chapa de rascador Rakelblech		1ST	B

A vertical number line with points labeled A, B, C, D, E, and F from top to bottom. Point B is marked with a triangle. Point D has a tick mark above it and a tick mark below it. Point E has a tick mark above it.



Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

[illegible]

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage
DIN ISO 2768-mH
Für nicht tolerierte Maße gilt:

Nennmaß Bereich in mm	über bis	1	6	30	120	400	1000
Abmaße in mm		$\pm 0,1$	$\pm 0,12$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$

nach DIN ISO 13715

Bleche
1,5 mm
Dicke

$-0,1$
 $-0,3$

Bleche > 1,5 mm
Dicke
und alle übrigen Teile

$-0,1$
 $-0,3$

Mittwoch, 21. September 2016 09:30:23

1.1.1.37 | 8-104-322-086

Grupo neumático (grupo básico)
Pneumatik (Grundgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
R-412-007-261	Válvula de cierre Absperrventil		1ST	B
1-827-000-022	Amortiguador del sonido Schalldämpfer	G1/2	1ST	B
R-412-007-367	Juego de bloqueo AS3-MBR-X000-W05 Verblockungssatz AS3-MBR-X000-W05		1ST	B
1-820-209-003	Junta plana Flachdichtring	21,2/25,9X1,5	1ST	B
8-108-103-088	Abrazadera de manguera Schlauchselle	D=12-22	3ST	B
R-412-007-269	Válvula electromagnética de 3/2 vías 3/2-Wege-Magnetventil	G1/2	1ST	B
1-827-000-022	Amortiguador del sonido Schalldämpfer	G1/2	1ST	B
R-412-007-371	Juego de bloqueo AS3-MBR-X000-W04 Verblockungssatz AS3-MBR-X000-W04		3ST	B
8-108-103-088	Abrazadera de manguera Schlauchselle	D=12-22	1ST	B
R-412-007-197	Válvula reguladora de presión de filtro Filter-Druckregelventil	G1/2	1ST	B
R-412-007-872	Manómetro PG1 0-16 bar Manometer PG1 0-16 bar	G1/4	1ST	B
R-412-010-773	Interruptor de presión Druckschalter		1ST	B
8-108-103-088	Abrazadera de manguera Schlauchselle	D=12-22	2ST	B
8-108-191-537	Junta plana Flachdichtring	21/26X2	6ST	A
8-108-103-088	Abrazadera de manguera Schlauchselle	D=12-22	2ST	B
1-820-712-304	Manguera Schlauch	13X3,5	1ST	B
8-108-166-953	Clavija de válvula con 10 m de cable Ventilstecker mit 10m Kabel		1ST	B
8-108-166-043	Acoplamiento angular con 5 m de cable Winkelkupplung mit 5m Kabel		1ST	B







1.2 | 8-104-322-481


Módulos estándar específicos al pedido
Auftragsbezogene Standard-Baugruppen

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-032	Accionamiento de la estación dosificadora desconectable (grupo complementario) Antrieb abschaltbare Dosierstation (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-198-957	Accionamiento de la estación dosificadora desconectable (grupo complementario) Antrieb abschaltbare Dosierstation (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-322-136	Unidad neumática de la suspensión de compresión Pneumatikeinheit Stopffederung		1ST	
8-104-322-137	Campana de la suspensión neumática Glocke pneumatische Federung		2ST	
8-104-323-111	Regulación del disco dosificador por motor (grupo complementario) Dosierscheibenverstellung motorisch (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-198-956	Regulación eléctrica del disco dosificador (grupo complementario) Verstellung Dosierscheibe elektrisch (Ergänzungsgruppe)		1ST	
8-104-322-117	Agitador de polvo completo con tornillo sinfin Pulverrührer mit Schnecke komplett		1ST	
8-104-322-083	Exploración de la parte superior Oberteiltastung		1ST	
8-104-309-896	Transportador de cápsulas vacías Leerkapselförderer		1ST	
8-104-232-441	Bomba de vacío Vakuumpumpe		1ST	
8-104-231-063	Manguera de la aspiradora de polvo completa Staubsaugerschlauch komplett	D70 5M	2ST	

1.2.1 | 8-104-322-032

Accionamiento de la estación dosificadora desconectable (grupo complementario)
Antrieb abschaltbare Dosierstation (Ergänzungsgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-148-013	Engranaje planetario PLN115-12/ELAU SH140 Planetengetriebe PLN115-12/ELAU SH140		1ST	B
8-108-148-303	Correa dentada CXP 8M-960-50 HTD Zahnriemen CXP 8M-960-50 HTD		1ST	A
8-104-238-305	Rueda de correa dentada Z=45 DB=60H7 Zahnriemenrad Z=45 DB=60H7		1ST	B
8-108-149-208	Muelle de compresión Druckfeder	1,5/25X45	1ST	A
8-104-234-937	Rueda de correa dentada Z=64 DB=10H7 Zahnriemenrad Z=64 DB=10H7		2ST	B
8-108-137-973	Correa dentada Z=228 684-3M-9 Zahnriemen Z=228 684-3M-9		1ST	A
8-108-175-006	Servomotor AC SH140/30120 AC-Servomotor SH140/30120		1ST	B
8-108-169-614	Emisor principal SinCos-50-Singleturn SRS50 SinCos-50-Singleturn-Leitgeber SRS50		1ST	B
8-103-440-623	Cable de transductor principal E-FB-065 Leitgeberkabel E-FB-065	L=25M	1ST	B



Stückliste: 8-104-322-032

00				105					

1.2.2 | 8-104-198-957

Accionamiento de la estación dosificadora desconectable (grupo complementario)
Antrieb abschaltbare Dosierstation (Ergänzungsgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-178-457	Unidad de control del servoaccionamiento Servo-Steuergerät		1ST	B

1.2.3 | 8-104-322-136

Unidad neumática de la suspensión de compresión
Pneumatikeinheit Stopffederung


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-108-207	Pieza de acoplamiento AG-G1/8 MCR02.1150 Kupplungsstück AG-G1/8 MCR02.1150		2ST	B
8-108-108-208	Boquilla enchufable para manguera MCR 02-6902 Stecknippel Schlauch MCR 02-6902		2ST	B
1-820-712-112	Tubo de plástico PA11 negro Kunststoffrohr PA11 schwarz	8X1	1ST	B
R-414-002-411	Válvula reguladora de presión ED02 n.º R414002411 Druckregelventil ED02 Nr.R414002411		1ST	B
8-108-178-979	Cable de conexión 7000-13221-6431000 Anschlusskabel 7000-13221-6431000		1ST	B



1.2.4 | 8-104-322-137

Campana de la suspensión neumática
Glocke pneumatische Federung

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-607	Campana alojamiento de pistones de compresión Glocke Stopfstempelaufnahme		1ST	A
8-108-191-612	Junta plana Flachdichtring	6/10X1	1ST	A
8-104-233-609	Peine alojamiento para pistón de compresión Kamm Stopfstempelaufnahme		1ST	A
1-820-209-015	Junta plana Flachdichtring	17,1/21,8X2	1ST	A
1-820-209-013	Junta plana Flachdichtring	10,2/13X1,5	1ST	A
8-108-136-597	Pieza de acoplamiento de rosca Gewinde-Kupplungsstück	G1/8	1ST	B
1-820-712-110	Tubo de plástico PA11 negro Kunststoffrohr PA11 schwarz	4X1	1ST	B
8-108-136-642	Anillo turcon Turconring	12X7,1X2,2	18ST	A
8-106-001-242	Anillo en O O-Ring	6,07X1,78	18ST	A
8-104-234-318	Tornillo para fijación de segmento Schraube für Segmentbefestigung	M6X21	1ST	B
8-104-233-665	Perno de retención, 3 piezas Arretierbolzen 3-teilig		1ST	A
8-104-233-662	Tornillo regulador Stellschraube		1ST	A
8-104-233-663	Tornillo de retención Arretierschraube		1ST	A
8-108-136-579	Valvula de retencion RVP 130-5 BA 3 C Rückschlagventil RVP 130-5 BA 3 C		1ST	B
8-108-138-515	Manómetro 0-25bar Manometer 0-25bar	G1/8	1ST	B
1-820-209-014	Junta plana Flachdichtring	13,4/17,9X2	1ST	B
1-820-209-013	Junta plana Flachdichtring	10,2/13X1,5	2ST	B



1.2.5 | 8-104-323-111

Regulación del disco dosificador por motor (grupo complementario)
Dosierscheibenverstellung motorisch (Ergänzungsgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-141-483	Acoplamiento elástico 315-050-2-1 Elastische-Kupplung 315-050-2-1	D8/10H7	1ST	B
8-108-114-898	Disco de arranque Delrin Anlaufscheibe Delrin	8,2/16X1	2ST	B
8-108-136-023	Correa dentada 10T5/885 Zahnriemen 10T5/885		1ST	A
8-108-178-437	Codificador angular Winkelkodierer		1ST	A
8-108-178-937	Cable Kabel		1ST	B
8-108-178-940	Cable Kabel		1ST	B
8-108-166-045	Acoplamiento recto con 10 m de cable, 3 hilos Kupplung gerade mit 10m Kabel, 3-adrig		1ST	B
8-108-169-938	Motorreductor Getriebemotor		1ST	B

1.2.6 | 8-104-198-956


Regulación eléctrica del disco dosificador (grupo complementario)
Verstellung Dosierscheibe elektrisch (Ergänzungsgruppe)

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-101-307-399	Borne de la fuente de alimentación EL9410 Netzteilklemme EL9410		1ST	B
8-108-179-143	Borne de salida EL2042 Ausgangsklemme EL2042		1ST	B
8-108-178-826	Borne de salida de relé de dos canales EL2622 2-Kanal-Relaisausgangsklemme EL2622		1ST	B

1.2.7 | 8-104-322-117

Agitador de polvo completo con tornillo sinfín
Pulverrührer mit Schnecke komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-308	Árbol mezclador completo Rührerwelle komplett		1ST	
8-104-236-126	Tornillo sinfín de transporte D55 Förderschnecke D55		1ST	B
8-104-307-697	Ajustar Rührer		1ST	A
8-104-308-449	Tornillo hexagonal Sechskantschraube		1ST	B



Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschallbad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Stückliste
parts list: 8-104-322-117 Freitag, 30. Juni 2017 11:27:56

[illegible]

1.2.7.1 | 8-104-322-308


Árbol mezclador completo
Rührerwelle komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-307-752	Árbol mezclador Rührerwelle		1ST	A
8-104-307-753	Acoplamiento de árbol mezclador Rührerwellenkupplung		2ST	B
8-104-307-754	Casquillo de acoplamiento Kupplungshülse		1ST	B

1.2.8 | 8-104-322-083

Exploración de la parte superior
Oberteiltastung


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-136-533	Casquillo deslizante de collarín Bundgleitbuchse	4/5,5/9,5X6/0,75	18ST	A
8-108-136-532	Casquillo deslizante Gleitbuchse	4/5,5X4	18ST	A
8-108-136-531	Muelle de compresión Druckfeder	0,4/5,4X35,8	18ST	B
8-105-056-194	Casquillo de bolas Kugelbuchse	40/52X60	2ST	A
8-104-233-316	Anillo rascador Abstreifring	40/55X10/13	1ST	B
8-108-177-881	Interrupción de proximidad inductivo IQ08-02BPSKT0 Näherungsschalter induktiv IQ08-02BPSKT0		18ST	B
8-108-180-642	Cable de conexión AL-SKP3-10/P00 Anschlusskabel AL-SKP3-10/P00		18ST	B



1.2.9 | 8-104-309-896

Transportador de cápsulas vacías
Leerkapselförderer

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
1-823-351-017	Clavija de acoplamiento Kupplungsstecker	3-G3/8	1ST	B
8-108-146-946	Clamp junta Clamp-Dichtung	DN50	8ST	A
8-108-142-728	Abrazadera Gelenkklemme	DN50	8ST	B
8-104-236-098	Abrazadera de tubo Rohrschelle	DN50	2ST	B
8-108-148-595	Anillo en O O-Ring	52X5	1ST	A
8-108-149-591	Clamp junta Clamp-Dichtung	DN100	1ST	A
8-108-142-725	Grapa Klammer	DN100	1ST	B
8-108-103-088	Abrazadera de manguera Schlauchschelle	D=12-22	2ST	B
1-820-712-304	Manguera Schlauch	13X3,5	1ST	B
1-823-391-254	Boquilla doble desmontable Doppelnippel lösbar	R1/4	1ST	B
0-821-300-922	Válvula electromagnética de 3/2 vías NL2 3/2-Wege-Magnetventil NL2	G1/4	1ST	B
8-108-166-372	Clavija de válvula con 10 m de cable Ventilstecker mit 10m Kabel		1ST	B
1-827-000-001	Amortiguador del sonido Schalldämpfer	G1/4	1ST	A
1-827-009-359	Pieza de union NL2 Verblockungssatz NL2		1ST	B
0-821-302-515	Válvula reguladora de presión NL2 Druckregelventil NL2	G1/4	1ST	B
R-412-007-869	Manómetro PG1 0-4 bar Manometer PG1 0-4 bar	G1/4	1ST	B
8-108-103-088	Abrazadera de manguera Schlauchschelle	D=12-22	2ST	B
1-820-712-304	Manguera Schlauch	13X3,5	1ST	B
1-823-376-013	Caja de acoplamiento Kupplungsdose	3-G1/4	1ST	B
1-823-373-001	Clavija de acoplamiento Kupplungsstecker	3-G1/4	1ST	B
1-823-376-001	Caja de acoplamiento Kupplungsdose	3-G1/4	1ST	B
1-823-373-001	Clavija de acoplamiento Kupplungsstecker	3-G1/4	1ST	B
8-108-103-088	Abrazadera de manguera Schlauchschelle	D=12-22	2ST	B
1-820-712-304	Manguera Schlauch	13X3,5	1ST	B
1-823-376-013	Caja de acoplamiento Kupplungsdose	3-G1/4	1ST	B
8-108-146-467	Válvula de seguridad 0,5bar Sicherheitsventil 0,5bar	DN8-G3/8	1ST	B



Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschall-Bad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.


Typ	Materialklasse	Erz.-Geb.	Datum	Name	Änd.	DIN-Fo
GKF 2000/2500/3000	892009000	2009	gez. 09.06.16	Sz/En		leaf A 3
Leerkapselförderer Empty-capsule feed unit						Blatt Nr. 1/4
Material-/Zeichnungsnummer						8104231617

BOSCH




Bosch Verpackungstechnik
8104231617_1_V1.3

Standard



Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschall-Bad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.



Blatt 1
Page 1

Typ	Materialklasse	Erz.-Geb.	gez.	Datum	Name	Änd.	DIN-Fo
GKF 2000/2500/3000	892009000	2009	11.10.10	Sz/En			leaf
Leerkapselförderer Empty-capsule feed unit							A 3
Material-/Zeichnungsnummer							Blatt
8104231617							Nr.
							2/4




Bosch Verpackungstechnik
8104231617_2_V1.2

1.2.10 | 8-104-232-441

Bomba de vacío
Vakuumpumpe

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-169-805	Bomba de vacío ELMO-G Vakuumpumpe ELMO-G		1ST	B
8-105-055-588	Abrazadera de manguera Schlauchselle	32-50X9	2ST	B
8-108-002-021	Manguera Schlauch	30X5	1ST	A
8-108-104-568	Carcasa de manguito HAN6B n.º: 09300061540 Tüllengehäuse HAN6B Nr:09300061540		1ST	B
8-108-104-571	Inserto de clavija HAN6E n.º: 09330062601 Steckereinsatz HAN6E Nr:09330062601		1ST	B
8-108-162-875	Espiga de guía n.º de pedido 09330009908 Führungsstift Best-Nr:09330009908		2ST	B
8-108-162-876	Casquillo-guía n.º de pedido 09330009909 Führungsbuchse Best-Nr:09330009909		2ST	B



Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschall-Bad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Typ	Materialklasse	Erz.-Geb.	gez.	Datum	Name	Änd.	DIN-Fo
GKF 2000/2500/3000	892009000	2009	gep.	08.03.12	Sz/En		leaf
Vakuumpumpe		Material-/Zeichnungsnummer		Blatt		Nr.	
Vacuum pump		8104231555		1/2			



Bosch Verpackungstechnik
8104231555_1_V1.1

1.2.10.1 | 8-108-169-805

Bomba de vacío ELMO-G
Vakuumpumpe ELMO-G

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-180-518	Anillo-retén Wellendichtring	30/47X7	1ST	B
8-108-180-519	Anillo-retén Wellendichtring	35/47X7	1ST	B

1.2.11 | 8-104-231-063

Manguera de la aspiradora de polvo completa
Staubsaugerschlauch komplett

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-148-977	Manguera AIRDUC PUR 351 EL Schlauch AIRDUC PUR 351 EL	70X4,5	1ST	A
8-108-175-841	Abrazadera con toma de tierra n.º 212-0065-2879 Schelle mit Erdung Nr. 212-0065-2879		2ST	B

1.3 | 8-104-322-483

Módulos de formato
Format-Baugruppen

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-250	Piezas de formato tamaño de cápsula 0 Formatteile Kapselgröße 0		1ST	
8-104-322-251	Piezas de formato, tamaño de cápsula 1 Formatteile Kapselgröße 1		1ST	
8-104-322-252	Piezas de formato tamaño de cápsula 2 Formatteile Kapselgröße 2		1ST	
8-104-322-253	Piezas de formato, tamaño de cápsula 3 Formatteile Kapselgröße 3		1ST	
8-104-322-400	Disco dosificador ajustable tamaño de cápsula 0 Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 0		1ST	
8-104-322-401	Disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 1 Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 1		1ST	
8-104-322-402	Disco dosificador ajustable tamaño de cápsula 2 Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 2		1ST	
8-104-322-403	Disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 3 Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 3		1ST	
8-104-232-321	Pistón de compresión fijo tamaño de cápsula 1, ajustable tamaño de cápsula 0 Stopfstempel starr Kapselgröße 1, verstellbar Kapselgröße 0		1ST	
8-104-232-331	Pistón de compresión, disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 1 Stopfstempel verstellbare Dosierscheibe Kapselgröße 1		1ST	
8-104-232-332	Pistón de compresión, disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 2 Stopfstempel verstellbare Dosierscheibe Kapselgröße 2		1ST	
8-104-232-333	Pistón de compresión, disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 3 Stopfstempel verstellbare Dosierscheibe Kapselgröße 3		1ST	
8-104-322-291	Chapas de empujador para el formato de cápsula 1 Schieberbleche Kapselgröße 1		1ST	
8-104-236-980	Piezas de formato para el deflector tamaño de la cápsula 0 Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 0		1ST	
8-104-236-981	Piezas de formato para el deflector, tamaño de cápsula 1 Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 1		1ST	
8-104-236-982	Piezas de formato para el deflector tamaño de la cápsula 2 Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 2		1ST	
8-104-236-983	Piezas de formato para el deflector, tamaño de la cápsula 3 Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 3		1ST	

1.3.1 | 8-104-322-250

Piezas de formato tamaño de cápsula 0
Formatteile Kapselgröße 0


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-230	Formato de segmento, tamaño de cápsula 0 Segmentformat Kapselgröße 0		1ST	
8-104-237-154	Formato de clasificación, tamaño de cápsula 0 Sortierformat Kapselgröße 0		1ST	
8-104-232-960	Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 0 Gutkapselausstoß Kapselgröße 0		2ST	

1.3.1.1 | 8-104-322-230

Formato de segmento, tamaño de cápsula 0
Segmentformat Kapselgröße 0

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-219-740	Perno enchufable, tamaño de cápsula 0 Steckbolzen Kapselgröße 0		2ST	A

Volumen: 45753094.53 mm³
Fläche: 4687017.44 mm²
Masse: 309.05 kg




		Pos.	Bildblatt	CS 00	CS0	CS 1	CS 2	CS 3	CS 4	CS 5
Standard / standard										
Stückliste	BoM			8-104-322-229	8-104-322-230	8-104-322-231	8-104-322-232	8-104-322-233	8-104-322-234	8-104-322-235
Oberteilsegment	cap segment	1	8-104-307-108	8-104-307-109	8-104-307-110	8-104-307-111	8-104-307-112	8-104-307-113	8-104-307-114	8-104-307-115
Unterteilsegment	body segment	2	8-104-307-068	8-104-307-069	8-104-307-070	8-104-307-071	8-104-307-072	8-104-307-073	8-104-307-074	8-104-307-075
Mikrodosierung / microdosing										
Stückliste	BoM						8-104-322-392	8-104-322-393		
Oberteilsegment	cap segment	1	8-104-307-108	8-104-307-109	8-104-307-110	8-104-307-111	8-104-307-112	8-104-307-113	8-104-307-114	8-104-307-115
Unterteilsegment	body segment	2	8-104-307-068				8-104-308-665	8-104-308-673		
Liquid / liquid										
Stückliste	BoM									
Oberteilsegment	cap segment	1	8-104-307-108	8-104-307-109	8-104-307-110	8-104-307-111	8-104-307-112	8-104-307-113	8-104-307-114	8-104-307-115
Unterteilsegment	body segment	2	8-104-307-068	8-104-308-069	8-104-308-070	8-104-308-071	8-104-308-072	8-104-308-073	8-104-308-074	8-104-308-075
Allgemein / general										
Absteckstift	alignment pin	3	8-104-227-197	8-108-219-730	8-108-219-740	8-108-219-750	8-108-219-760	8-108-219-770	8-108-219-780	8-108-219-790

1.3.1.2 | 8-104-237-154

Formato de clasificación, tamaño de cápsula 0
Sortierformat Kapselgröße 0


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-017	Cancamo Bügel		2ST	B
8-108-132-861	Casquillo deslizante Gleitbuchse	8/10X8	4ST	B
8-104-227-819	Muelle de hojas para bloquear de capsulas Blattfeder für Kapselstop		18ST	A
8-108-106-456	Muelle de compresión Druckfeder	0,63/7,27X31	2ST	A
8-104-233-110	Perno Bolzen	D8H9X143	2ST	B
8-104-233-018	Leva para liberación cápsula Kurve für Kapselfreigabe		2ST	B
8-104-237-234	Pasador clasificador, tamaño de la cápsula 0 Sortierschieber Kapselgröße 0		2ST	A

[illegible]

1.3.1.3 | 8-104-232-960

Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 0
Gutkapselausstoß Kapselgröße 0

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-236-530	Guía de cápsulas Kapselführung		1ST	B



		Pos.	Bildblatt	CS 00	CS0	CS 1	CS 2	CS 3	CS 4	CS 5
Stückliste	BoM			8-104-232-966	8-104-232-960	8-104-232-961	8-104-232-962	8-104-232-963	8-104-232-964	8-104-232-965
Kapselführung	capsule guide	1	8-104-236-539	8-104-236-536	8-104-236-530	8-104-236-531	8-104-236-532	8-104-236-533	8-104-236-534	8-104-236-535
Umlenkung	redirection	2	8-104-236-549	8-104-236-546	8-104-236-540	8-104-236-541	8-104-236-542	8-104-236-543	8-104-236-544	8-104-236-545
Federblech	spring steel sheet	3	-- -- --	-- -- --	-- -- --	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894

[illegible]

1.3.2 | 8-104-322-251


Piezas de formato, tamaño de cápsula 1
Formatteile Kapselgröße 1

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-231	Formato de segmento, tamaño de cápsula 1 Segmentformat Kapselgröße 1		1ST	
8-104-237-155	Formato de clasificación, tamaño de cápsula 1 Sortierformat Kapselgröße 1		1ST	
8-104-232-961	Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 1 Gutkapselausstoß Kapselgröße 1		2ST	

1.3.2.1 | 8-104-322-231

Formato de segmento, tamaño de cápsula 1
Segmentformat Kapselgröße 1

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-219-750	Perno enchufable, tamaño de cápsula 1 Steckbolzen Kapselgröße 1		2ST	A




©Robert Bosch GmbH. All rights reserved.
also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing,
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

(c) Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung,
Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

1.3.2.2 | 8-104-237-155

Formato de clasificación, tamaño de cápsula 1
Sortierformat Kapselgröße 1


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-017	Cancamo Bügel		2ST	B
8-108-132-861	Casquillo deslizante Gleitbuchse	8/10X8	4ST	B
8-104-227-819	Muelle de hojas para bloquear de capsulas Blattfeder für Kapselstop		18ST	A
8-108-106-456	Muelle de compresión Druckfeder	0,63/7,27X31	2ST	A
8-104-233-110	Perno Bolzen	D8H9X143	2ST	B
8-104-233-018	Leva para liberación cápsula Kurve für Kapselfreigabe		2ST	B
8-104-237-235	Pasador clasificador, tamaño de la cápsula 1 Sortierschieber Kapselgröße 1		2ST	A



1.3.2.3 | 8-104-232-961

Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 1
Gutkapselausstoß Kapselgröße 1

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-236-531	Guía de cápsulas Kapselführung		1ST	B



		Pos.	Bildblatt	CS 00	CS0	CS 1	CS 2	CS 3	CS 4	CS 5
Stückliste	BoM			8-104-232-966	8-104-232-960	8-104-232-961	8-104-232-962	8-104-232-963	8-104-232-964	8-104-232-965
Kapselführung	capsule guide	1	8-104-236-539	8-104-236-536	8-104-236-530	8-104-236-531	8-104-236-532	8-104-236-533	8-104-236-534	8-104-236-535
Umlenkung	redirection	2	8-104-236-549	8-104-236-546	8-104-236-540	8-104-236-541	8-104-236-542	8-104-236-543	8-104-236-544	8-104-236-545
Federblech	spring steel sheet	3	-- -- --	-- -- --	-- -- --	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894

[illegible]

Montag, 29. Januar 2018 16:26:04

1.3.3 | 8-104-322-252


Piezas de formato tamaño de cápsula 2
Formatteile Kapselgröße 2

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-232	Formato de segmento, tamaño de cápsula 2 Segmentformat Kapselgröße 2		1ST	
8-104-237-156	Formato de clasificación, tamaño de cápsula 2 Sortierformat Kapselgröße 2		1ST	
8-104-232-962	Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 2 Gutkapselausstoß Kapselgröße 2		2ST	

1.3.3.1 | 8-104-322-232

Formato de segmento, tamaño de cápsula 2
Segmentformat Kapselgröße 2

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-219-760	Perno enchufable, tamaño de cápsula 2 Steckbolzen Kapselgröße 2		2ST	A




©Robert Bosch GmbH. All rights reserved.
also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing,
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

(c) Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
 auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung,
 Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

1.3.3.2 | 8-104-237-156

Formato de clasificación, tamaño de cápsula 2
Sortierformat Kapselgröße 2


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-017	Cancamo Bügel		2ST	B
8-108-132-861	Casquillo deslizante Gleitbuchse	8/10X8	4ST	B
8-104-227-819	Muelle de hojas para bloquear de capsulas Blattfeder für Kapselstop		18ST	A
8-108-106-456	Muelle de compresión Druckfeder	0,63/7,27X31	2ST	A
8-104-233-110	Perno Bolzen	D8H9X143	2ST	B
8-104-233-018	Leva para liberación cápsula Kurve für Kapselfreigabe		2ST	B
8-104-237-236	Pasador clasificador, tamaño de la cápsula 2 Sortierschieber Kapselgröße 2		2ST	A



1.3.3.3 | 8-104-232-962

Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 2
Gutkapselausstoß Kapselgröße 2

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-236-532	Guía de cápsulas Kapselführung		1ST	B



		Pos.	Bildblatt	CS 00	CS0	CS 1	CS 2	CS 3	CS 4	CS 5
Stückliste	BoM			8-104-232-966	8-104-232-960	8-104-232-961	8-104-232-962	8-104-232-963	8-104-232-964	8-104-232-965
Kapselführung	capsule guide	1	8-104-236-539	8-104-236-536	8-104-236-530	8-104-236-531	8-104-236-532	8-104-236-533	8-104-236-534	8-104-236-535
Umlenkung	redirection	2	8-104-236-549	8-104-236-546	8-104-236-540	8-104-236-541	8-104-236-542	8-104-236-543	8-104-236-544	8-104-236-545
Federblech	spring steel sheet	3	-- -- --	-- -- --	-- -- --	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894

[illegible]

Montag, 29. Januar 2018 16:26:04

1.3.4 | 8-104-322-253

Piezas de formato, tamaño de cápsula 3
Formatteile Kapselgröße 3


Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-322-233	Formato de segmento, tamaño de cápsula 3 Segmentformat Kapselgröße 3		1ST	
8-104-237-157	Formato de clasificación, tamaño de cápsula 3 Sortierformat Kapselgröße 3		1ST	
8-104-232-963	Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 3 Gutkapselausstoß Kapselgröße 3		2ST	

1.3.4.1 | 8-104-322-233

Formato de segmento, tamaño de cápsula 3
Segmentformat Kapselgröße 3

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-219-770	Perno enchufable, tamaño de cápsula 3 Steckbolzen Kapselgröße 3		2ST	A

Volumen: 45753094.53 mm³
Fläche: 4687017.44 mm²
Masse: 309.05 kg




		Pos.	Bildblatt	CS 00	CS0	CS 1	CS 2	CS 3	CS 4	CS 5
Standard / standard										
Stückliste	BoM			8-104-322-229	8-104-322-230	8-104-322-231	8-104-322-232	8-104-322-233	8-104-322-234	8-104-322-235
Oberteilsegment	cap segment	1	8-104-307-108	8-104-307-109	8-104-307-110	8-104-307-111	8-104-307-112	8-104-307-113	8-104-307-114	8-104-307-115
Unterteilsegment	body segment	2	8-104-307-068	8-104-307-069	8-104-307-070	8-104-307-071	8-104-307-072	8-104-307-073	8-104-307-074	8-104-307-075
Mikrodosierung / microdosing										
Stückliste	BoM						8-104-322-392	8-104-322-393		
Oberteilsegment	cap segment	1	8-104-307-108	8-104-307-109	8-104-307-110	8-104-307-111	8-104-307-112	8-104-307-113	8-104-307-114	8-104-307-115
Unterteilsegment	body segment	2	8-104-307-068				8-104-308-665	8-104-308-673		
Liquid / liquid										
Stückliste	BoM									
Oberteilsegment	cap segment	1	8-104-307-108	8-104-307-109	8-104-307-110	8-104-307-111	8-104-307-112	8-104-307-113	8-104-307-114	8-104-307-115
Unterteilsegment	body segment	2	8-104-307-068	8-104-308-069	8-104-308-070	8-104-308-071	8-104-308-072	8-104-308-073	8-104-308-074	8-104-308-075
Allgemein / general										
Absteckstift	alignment pin	3	8-104-227-197	8-108-219-730	8-108-219-740	8-108-219-750	8-108-219-760	8-108-219-770	8-108-219-780	8-108-219-790

1.3.4.2 | 8-104-237-157

Formato de clasificación, tamaño de cápsula 3
Sortierformat Kapselgröße 3

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-017	Cancamo Bügel		2ST	B
8-108-132-861	Casquillo deslizante Gleitbuchse	8/10X8	4ST	B
8-104-227-819	Muelle de hojas para bloquear de capsulas Blattfeder für Kapselstop		18ST	A
8-108-106-456	Muelle de compresión Druckfeder	0,63/7,27X31	2ST	A
8-104-233-110	Perno Bolzen	D8H9X143	2ST	B
8-104-233-018	Leva para liberación cápsula Kurve für Kapselfreigabe		2ST	B
8-104-237-237	Pasador clasificador, tamaño de la cápsula 3 Sortierschieber Kapselgröße 3		2ST	A




mit ASB	with ASB	Pos.	Bildblatt	CS 00	CS0	CS 1	CS 2	CS 3	CS 4	CS 5
BoM	BoM			8-104-237-153	8-104-237-154	8-104-237-155	8-104-237-156	8-104-237-157	8-104-237-158	8-104-237-159
Magazin	Magazine	1	8-104-237-221	8-104-237-243	8-104-237-244	8-104-237-245	8-104-237-246	8-104-237-247	8-104-237-248	8-104-237-249
Kalibrierleiste	calibration bar	2	8-104-237-140	8-104-233-153	8-104-233-154	8-104-233-155	8-104-233-156	8-104-233-157	8-104-233-158	8-104-233-159
Führungsschieber	Guiding slider	3	8-104-237-211	8-104-237-213	8-104-237-214	8-104-237-215	8-104-237-216	8-104-237-217	8-104-237-218	8-104-237-219
Sortierschieber	Sorting slider	4	8-104-237-231	8-104-237-233	8-104-237-234	8-104-237-235	8-104-237-236	8-104-237-237	8-104-237-238	8-104-237-239
Sortierblock	Sorting block	5	8-104-237-201	8-104-237-203	8-104-237-204	8-104-237-205	8-104-237-206	8-104-237-207	8-104-237-208	8-104-237-209
Federhalter	spring bar	6	8-104-233-039	8-104-233-039	8-104-233-039	8-104-233-039	8-104-233-039	8-104-233-039	8-104-233-095	8-104-233-095

[illegible]

1.3.4.3 | 8-104-232-963

Expulsión de cápsulas conformes del formato de cápsula 3
Gutkapselausstoß Kapselgröße 3

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-236-533	Guía de cápsulas Kapselführung		1ST	B



		Pos.	Bildblatt	CS 00	CS0	CS 1	CS 2	CS 3	CS 4	CS 5
Stückliste	BoM			8-104-232-966	8-104-232-960	8-104-232-961	8-104-232-962	8-104-232-963	8-104-232-964	8-104-232-965
Kapselführung	capsule guide	1	8-104-236-539	8-104-236-536	8-104-236-530	8-104-236-531	8-104-236-532	8-104-236-533	8-104-236-534	8-104-236-535
Umlenkung	redirection	2	8-104-236-549	8-104-236-546	8-104-236-540	8-104-236-541	8-104-236-542	8-104-236-543	8-104-236-544	8-104-236-545
Federblech	spring steel sheet	3	-- -- --	-- -- --	-- -- --	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894	8-104-237-894

[illegible]

1.3.5 | 8-104-322-400

Disco dosificador ajustable tamaño de cápsula 0
Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 0

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-140-300	Anillo en O O-Ring	355X4	1ST	A
8-104-235-370	Tornillo hexagonal con collar Sechskantschraube mit Bund	M8X30	6ST	B
8-104-233-813	Punzón de ajuste, tamaño de cápsulas 0 Einstellstempel Kapselgröße 0		2ST	A

1.3.6 | 8-104-322-401

Disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 1
Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 1

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-140-300	Anillo en O O-Ring	355X4	1ST	A
8-104-235-370	Tornillo hexagonal con collar Sechskantschraube mit Bund	M8X30	6ST	B
8-104-233-814	Punzón de ajuste, tamaño de cápsulas 1 Einstellstempel Kapselgröße 1		2ST	A

1.3.7 | 8-104-322-402

Disco dosificador ajustable tamaño de cápsula 2
Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 2

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-140-300	Anillo en O O-Ring	355X4	1ST	A
8-104-233-787	Tornillo hexagonal con collar Sechskantschraube mit Bund	M8X26	6ST	B
8-104-233-815	Punzón de ajuste, tamaño de cápsulas 2 Einstellstempel Kapselgröße 2		2ST	A

1.3.8 | 8-104-322-403

Disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 3
Dosierscheibe verstellbar Kapselgröße 3

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-108-140-300	Anillo en O O-Ring	355X4	1ST	A
8-104-233-787	Tornillo hexagonal con collar Sechskantschraube mit Bund	M8X26	6ST	B
8-104-233-816	Punzón de ajuste, tamaño de cápsulas 3 Einstellstempel Kapselgröße 3		2ST	A

1.3.9 | 8-104-232-321

Pistón de compresión fijo tamaño de cápsula 1, ajustable tamaño de cápsula 0
Stopfstempel starr Kapselgröße 1, verstellbar Kapselgröße 0

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-801	Pistón de compresión Stopfstempel		108ST	B

Kapselgröße Capsule size	Stopfstempel für Tamping plunger for	Stückliste List of parts GKF 2000 / 2500	Stückliste List of parts GKF 3000	Ø =		Kapselgröße Capsule size	Stopfstempel für Tamping plunger for	Stückliste List of parts	Ø =
	Dosierscheibe verstellbar adjustable dosing disc	8 104 232 ...	8 104 232 ...				Dosierscheibe starr rigid dosing disc	8 104 232 ...	
000 / AA	8 104 233 797					000 / AA	8 104 233 798	... 270	7,9 mm
00 / A / B / elong	8 104 233 821	... 329		6,25 mm		00 / A B / elong	8 104 233 799	... 319	6,9 mm
0 / C / elong	8 104 233 801	... 321		5,45 mm		0 / C / elong	8 104 233 800	... 320	6,1 mm
1 / D / elong	8 104 233 807	... 331		4,8 mm		1 / D / elong	8 104 233 801	... 321	5,45 mm
2 / E / elong	8 104 233 808	... 332		4,35 mm		2 / E / elong	8 104 233 802	... 322	5,0 mm
3 / elong	8 104 233 809	... 333		3,95 mm		3 / elong	8 104 233 803	... 323	4,6 mm
4 / elong	8 104 233 806	... 334		3,45 mm		4 / elong	8 104 233 804	... 324	4,1 mm
5						5	8 104 233 805	... 325	3,75 mm

Stopfstempel für Dosierscheibe verstellbar Tamping plunger for adjustable dosing disc									
Kapselgröße Capsule size	Sonderstempel Special pin	Stückliste List of parts GKF 2000 / 2500	Stückliste List of parts GKF 3000	beschichtet Coated				harte hard	
	für Pellets for pellets	8 104 232 ...	8 104 232 ...	freigedreht free cut	Spitze CRN Tip CRN	komplett CRN Complete CRN	Stückliste List of parts	komplett TIN Complete TIN	Stopfstempel Tamping pins
00 / A B / elong	8 104 233 828								8 104 235 040
0 / C / elong	8 104 233 865	... 345		8 104 233 982	8 104 233 834	8 104 233 832	8 104 232 601	8 104 233 833	8 104 233 831
1 / D / elong	8 104 233 861	... 341				8 104 233 851	8 104 232 605		8 104 234 018
2 / E / elong	8 104 233 862	... 342				8 104 233 852			8 104 235 042
3 / elong	8 104 233 863	... 343				8 104 233 853			8 104 235 043
4 / elong	8 104 233 864	... 344				8 104 233 835			8 104 235 044
						* Isometric			
0V / 1S						8 104 233 981	8 104 236 251		
0S						8 104 236 260	8 104 236 250		
2S						8 104 504 372	8 104 236 252		
3S						8 104 236 263	8 104 236 253		
4S						8 104 235 004	8 104 236 254		

* Isometric = Plasmachrom

Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschall-Bad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.

Typ	Materialklasse	Erz.-Geb.	Datum	Name	Änd.	DIN-Fo
GKF 2000/2500/3000	892009000	2009	gez. 20.07.16	Sz/En		leaf A 3
Stopfstempel Kapselgrößen 000 bis 5 Tamping plunger capsule sizes 000 to 5			Material-/Zeichnungsnummer		Blatt Nr.	
			8104231985		1/2	

1.3.10 | 8-104-232-331

Pistón de compresión, disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 1
Stopfstempel verstellbare Dosierscheibe Kapselgröße 1

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-807	Pistón de compresión Stopfstempel		108ST	B

1.3.11 | 8-104-232-332

Pistón de compresión, disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 2
Stopfstempel verstellbare Dosierscheibe Kapselgröße 2

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-808	Pistón de compresión Stopfstempel		108ST	B

1.3.12 | 8-104-232-333

Pistón de compresión, disco dosificador ajustable, tamaño de cápsula 3
Stopfstempel verstellbare Dosierscheibe Kapselgröße 3

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-809	Pistón de compresión Stopfstempel		108ST	B

1.3.13 | 8-104-322-291

Chapas de empujador para el formato de cápsula 1
Schieberbleche Kapselgröße 1




Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-307-911	Corredera Schieber		6ST	B



1.3.14 | 8-104-236-980

Piezas de formato para el deflector tamaño de la cápsula 0
Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 0

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-865	Pistón de compresión Stopfstempel		18ST	B
8-104-236-680	Inserto tamaño de cápsula 0 Einsatz Kapselgröße 0		1ST	B



GKF 2500

	Capsule size Kapselgröße	Sizepart Insert Formateinsatz Pellets (Pos. 1)	Transfer plunger Übergabestempel (Pos. 2)	List of parts size parts Stückliste Formateile
	00	8 104 236 685	8 104 233 827	8 104 236 985
	0	8 104 236 680	8 104 233 865	8 104 236 980
	1	8 104 236 681	8 104 233 861	8 104 236 981
	2	8 104 236 682	8 104 233 862	8 104 236 982
	3	8 104 236 683	8 104 233 863	8 104 236 983
	4	8 104 236 684	8 104 233 864	8 104 236 984
Spitze Cone point	Sonder Special			
CRN	1	8 104 236 681	8 104 234 423	8 104 236 961
CRN	2	8 104 236 682	8 104 234 422	8 104 236 962
gefeder spring born	Ø1,5	8 104 234 420	8 104 234 419	8 104 236 986

GKF 3000

	Capsule size Kapselgröße	Sizepart Insert Formateinsatz Pellets (Pos. 1)	Transfer plunger Übergabestempel (Pos. 2)	List of parts size parts Stückliste Formateile
	00	8 104 236 675	8 104 233 828	8 104 236 975
	0	8 104 236 670	8 104 233 865	8 104 236 970
	1	8 104 236 671	8 104 233 861	8 104 236 971
	2	8 104 236 672	8 104 233 862	8 104 236 972
	3	8 104 236 673	8 104 233 863	8 104 236 973
	4	8 104 236 674	8 104 233 864	8 104 236 974
	5			

Typ	Materialklasse	Erz.-Geb.	gez.	Datum	Name	Änd.	DIN-Fo
GKF 2500/3000	892009000	2009	gez.	10.06.16	Sz/En		leaf
Abweiser automatische Höhenverstellung Deflector, automatic height adjustment			Material-/Zeichnungsnummer			Blatt	
			8104231624			Nr. 1/2	

Teile, die zum Reinigen ausgebaut werden, und deren Teile-Nr. fett und kursiv ist, dürfen nicht im Ultraschall-Bad gereinigt werden.

Parts which are disassembled for cleaning and the part number of which is bold and italic may not be cleaned in the ultrasonic bath.



Bosch Verpackungstechnik
8104231624_1_V1.3

1.3.15 | 8-104-236-981

Piezas de formato para el deflector, tamaño de cápsula 1
Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 1

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-861	Pistón de compresión Stopfstempel		18ST	B
8-104-236-681	Inserto tamaño de cápsula 1 Einsatz Kapselgröße 1		1ST	B

1.3.16 | 8-104-236-982

Piezas de formato para el deflector tamaño de la cápsula 2
Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 2

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-862	Pistón de compresión Stopfstempel		18ST	B
8-104-236-682	Inserto tamaño de cápsula 2 Einsatz Kapselgröße 2		1ST	B

1.3.17 | 8-104-236-983

Piezas de formato para el deflector, tamaño de la cápsula 3
Formatteile zum Abweiser Kapselgröße 3

Nº de pieza Teile-Nummer	Designación de pieza Teile-Bezeichnung	Tamaño/Dimensiones Größe/Abmessung	Cantidad Menge	ABC ABC
8-104-233-863	Pistón de compresión Stopfstempel		18ST	B
8-104-236-683	Inserto tamaño de cápsula 3 Einsatz Kapselgröße 3		1ST	B